

Tubes à essais parois épaisses
 bord évasé

- en verre borosilicaté 3.3
- conformes à la norme ISO 4142
- robustes, risque de casse réduit



capacité	dim. (Ø ext. xh)	ép. paroi	référence	Prix HT
3 ml	Ø 10 x 75 mm	1,5 mm	GW7550 les 100	
5 ml	Ø 12 x 75 mm	1,5 mm	GW7551 les 100	
6 ml	Ø 12 x 100 mm	1,5 mm	GW7552 les 100	
15 ml	Ø 16 x 125 mm	1,8 mm	GW7553 les 100	
18 ml	Ø 16 x 150 mm	1,8 mm	GW7554 les 100	
24 ml	Ø 18 x 150 mm	1,8 mm	GW7555 les 100	
48 ml	Ø 24 x 150 mm	1,8 mm	GW7556 les 100	

Tubes à essais col rodé



- en verre borosilicaté 3.3
- les tubes et les bouchons doivent être commandés séparément



capacité	dim. (Ø ext. xh)	rodage femelle	référence	Prix HT
tubes sans bouchon				
5 ml	Ø 14 x 100 mm	10/19	GW7560 les 5	
10 ml	Ø 17 x 100 mm	12/21	GW7561 les 5	
11 ml	Ø 19 x 100 mm	14/23	GW7562 les 5	
15 ml	Ø 19 x 125 mm	14/23	GW7563 les 5	
19 ml	Ø 19 x 150 mm	14/23	GW7564 les 5	
19 ml	Ø 23 x 100 mm	19/26	GW7565 les 5	
31 ml	Ø 23 x 150 mm	19/26	GW7566 les 5	
54 ml	Ø 29 x 150 mm	24/29	GW7567 les 5	
75 ml	Ø 29 x 200 mm	24/29	GW7568 les 5	
195 ml	Ø 41 x 250 mm	34/35	GW7569 les 5	
bouchons				
		10/19	GW7570 les 5	
		12/21	GW7571 les 5	
		14/23	GW7572 les 5	
		19/26	GW7573 les 5	
		24/29	GW7574 les 5	
		34/35	GW7575 les 5	

Tubes à essais
 col rodé avec bouchon

- en verre borosilicaté 3.3
- col rodage femelle
- bouchon en polyéthylène



capacité	dim. (Ø ext. xh)	rodage femelle	référence	Prix HT
5 ml	Ø 13 x 100 mm	10/19	GW7580 les 10	
10 ml	Ø 18 x 125 mm	14/23	GW7581 les 10	
25 ml	Ø 22 x 150 mm	19/26	GW7582 les 10	
50 ml	Ø 26 x 200 mm	24/29	GW7583 les 10	

Tubes à essais gradués,
 col rodé avec bouchon

- en verre borosilicaté 3.3
- col rodage femelle
- bouchon en polyéthylène
- graduations émaillées blanches



capacité	dim. (Ø ext. xh)	rodage femelle	grad.	référence	Prix HT
5 ml	Ø 13 x 100 mm	10/19	0,1 ml	GW7590 les 10	
10 ml	Ø 18 x 125 mm	14/23	0,2 ml	GW7591 les 10	
25 ml	Ø 22 x 150 mm	19/26	0,5 ml	GW7592 les 10	
50 ml	Ø 26 x 200 mm	24/29	1,0 ml	GW7593 les 10	