



Raccords à vis pivotants avec joint rodé



- corps de joint rodé en PTFE, bouchon à vis en PPS
- insertion de sondes ou tuyaux dans des récipients avec des joints rodés pour éviter la collision avec la tige d'agitation
- les sondes ou tuyaux sont insérés à travers le raccord, puis le raccord est fixé dans le joint rodé, et l'élément inséré peut être fixé dans la position souhaitée

corps bouchon	filetage	Ø élément inséré	angle A max.	référence	Prix HT
19/26	GL18	Ø 6 mm	4°	BA4360	
29/32	GL25	Ø 6 mm	8°	BA4361	
29/32	GL25	Ø 8 mm	7°	BA4362	
29/32	GL25	Ø 10 mm	6°	BA4363	
29/32	GL25	Ø 12 mm	5°	BA4364	


Raccords à vis pivotants



- bouchon à vis en PPS avec parties intérieures en PTFE
- les sondes ou tuyaux sont insérés à travers le raccord, puis le raccord est vissé sur le col GL, et l'élément inséré peut être fixé dans la position souhaitée
- insertion de sondes ou tuyaux dans des récipients à col GL pour éviter collision avec la tige d'agitation

filetage	Ø élément inséré	angle A max.	référence	Prix HT
GL18	Ø 2,00 mm	10°	BA4370	
GL18	(1/8") Ø 3,20 mm	9°	BA4371	
GL18	Ø 6,00 mm	5°	BA4372	
GL25	Ø 6,00 mm	12°	BA4373	
GL25	Ø 8,00 mm	10°	BA4374	
GL25	(3/8") Ø 9,52 mm	9°	BA4375	
GL25	Ø 10,00 mm	8°	BA4376	
GL25	Ø 12,00 mm	6°	BA4377	
GL32	Ø 19,00 mm	3°	BA4378	

Soufflets filetés GL



- 2 bouchons à vis en PPS avec filetage GL et joint en PTFE/FKM
- soufflet à plis pointus en PTFE
- le soufflet peut être plié jusqu'à un angle de 120°
- connexion flexible et sans contrainte

filetage	longueur min.	longueur max.	référence	Prix HT
GL14	28 mm	40 mm	BA4390	
GL18	42 mm	90 mm	BA4391	
GL25	58 mm	104 mm	BA4392	
GL32	58 mm	90 mm	BA4393	
GL45	67 mm	115 mm	BA4394	

Raccords filetés en PPS



- 2 bouchons à vis en PPS, filetage GL, joint PTFE/FPM
- résistance jusqu'à +200°C
- pour connecter deux filetages GL du même taille
- pièce de raccordement en PTFE : le produit n'est exposé qu'au PTFE

filetage	écart inter-lèvres	référence	Prix HT
GL14	15 mm	BA4380	
GL18	17 mm	BA4381	
GL25	22 mm	BA4382	
GL32	22 mm	BA4383	
GL45	23 mm	BA4384	

Raccords filetés en PBTP



- 2 bouchons à vis en PBTP, filetage GL, joint PTFE/FPM
- résistance jusqu'à +180°C
- pour connecter deux filetages GL du même taille
- pièce de raccordement en PTFE : le produit n'est exposé qu'au PTFE

filetage	écart inter-lèvres	référence	Prix HT
GL14	15 mm	BA4385	
GL18	17 mm	BA4386	
GL25	22 mm	BA4387	
GL32	22 mm	BA4388	
GL45	23 mm	BA4389	

Raccords réducteurs filetés



- 2 bouchons à vis en PPS, filetage GL, joint PTFE/FKM
- pour relier deux filetages GL de tailles différentes
- pièce de raccordement en PTFE
- le produit n'est exposé qu'au PTFE

filetage	filetage réduit	écart inter-lèvres	référence	Prix HT
GL18	GL14	20,0 mm	BA4410	
GL25	GL14	27,5 mm	BA4411	
GL25	GL18	28,3 mm	BA4412	
GL32	GL18	32,5 mm	BA4413	
GL32	GL25	28,0 mm	BA4414	
GL45	GL25	38,0 mm	BA4415	
GL45	GL32	33,0 mm	BA4416	