

Supports d'entonnoirs

Kartell



- en polypropylène
- un ou deux emplacements, suivant modèle
- pour entonnoirs Ø 25 à 170 mm
- livrés avec un ou deux adaptateurs pour entonnoirs Ø < 35 mm
- se fixent sur statif Ø 8 à 14 mm
- livrés avec une vis de fixation, sans statif

Référence	Prix HT
VA2910 Support 1 emplacement, avec 1 adaptateur et 1 vis	1
VA2920 Support 2 emplacements, avec 2 adaptateurs et 1 vis	2

Supports pour ampoules à décanter

Kartell



- en polypropylène
- support en forme de fer à cheval
- pour récipients Ø > 75 mm
- se fixe sur statif Ø 8 à 14 mm
- livré avec une vis de fixation, sans statif

Référence	Prix HT
VA1930 Support pour ampoule à décanter, livré avec 1 vis	

Supports d'entonnoirs



- base et supports en polypropylène, tige centrale en acier chromé
- robustes, stables, résistants aux produits chimiques
- réglage progressif de la hauteur jusqu'à 450 mm, grâce à un système magnétique, sans vis de blocage
- pour entonnoirs de Ø 40 à 180 mm
- réducteur pour petits entonnoirs en option

référence	Prix HT
BU9622 Support 2 entonnoirs	1
BU9624 Support 4 entonnoirs	

accessoires

- BU9621 emplacement avec réducteur amovible
- BU9631 emplacement pour cône de Imhoff
- BU9641 kit emplacement pour pipettes

Supports d'entonnoirs

VITLAB



- base en polypropylène
- support réglable en hauteur en polypropylène
- tige centrale en aluminium, Ø12,7 x h595 mm
- capacité 2 à 4 entonnoirs Ø50 à 120 mm

capacité	dim. (l x p x h)	référence	Prix HT
2 entonnoirs	250 x 140 x h595 mm	RS1832	1
4 entonnoirs	450 x 140 x h595 mm	RS1834	