


Agitateurs forme ancre

PYREX®




- en verre borosilicaté
- pour récipients à col large et fond rond
- conçus pour un fonctionnement à basse vitesse

dim. tige (Ø xl)	largeur pale	largeur min. col	référence	Prix HT
Ø 6 x 450 mm	90 mm	85 mm	GW4501	
Ø 6 x 600 mm	135 mm	100 mm	GW4502	
Ø 11 x 750 mm	135 mm	100 mm	GW4503	

Baguettes d'agitation

MBL®




- en verre borosilicaté
- extrémités arrondies, minimisent les rayures

dim. tige (Ø xl)	référence	Prix HT
Ø 6 x 300 mm	GW4505	les 10

Baguettes d'agitation

MBL®



- en verre borosilicaté
- une extrémité forme bouton, pour écraser les poudres ou les solides
- une extrémité aplatie, pour faciliter la circulation des sédiments lors de l'agitation

dim. tige (Ø xl)	référence	Prix HT
Ø 6 x 200 mm	GW4508	les 10
Ø 6 x 300 mm	GW4509	les 10