

Ampoules forme poire robinet en PTFE

MBL®


- conformes à la norme ISO 4800
- en verre borosilicaté chimiquement inerte
- robinet en PTFE interchangeable
- bouchon en polyéthylène

capacité	bouchon	voie robinet	référence	Prix HT
50 ml	19/26	1,5 mm	GW4510	
100 ml	19/26	1,5 mm	GW4511	
250 ml	24/29	2,5 mm	GW4512	
500 ml	24/29	4 mm	GW4513	
1000 ml	29/32	4 mm	GW4514	
2000 ml	29/32	6 mm	GW4515	
5000 ml	34/35	6 mm	GW4516	

Ampoules coniques robinet en PTFE

MBL®


- conformes à la norme ISO 4800
- en verre borosilicaté chimiquement inerte
- robinet en PTFE interchangeable
- bouchon en polyéthylène

capacité	bouchon	voie robinet	référence	Prix HT
50 ml	19/26	1,5 mm	GW4520	
100 ml	19/26	1,5 mm	GW4521	
250 ml	24/29	2,5 mm	GW4522	
500 ml	24/29	4 mm	GW4523	
1000 ml	29/32	4 mm	GW4524	
2000 ml	29/32	6 mm	GW4525	

Ampoules forme poire robinet Rotaflo®

PYREX®


- conformes à la norme ISO 4800
- en verre borosilicaté Pyrex
- robinet Rotaflo® en PTFE, aucune lubrification nécessaire, aucune graisse contaminante, pas de grippage avec les solutions caustiques

capacité	bouchon	voie robinet	référence	Prix HT
50 ml	19/26	3 mm	GW4530	
100 ml	19/26	3 mm	GW4531	
250 ml	24/29	3 mm	GW4532	
500 ml	24/29	6 mm	GW4533	
1000 ml	29/32	6 mm	GW4534	

Ampoules forme poire robinet Rotaflo®, tube d'écoulement rodé

PYREX®


- conformes à la norme ISO 4800
- en verre borosilicaté
- robinet Rotaflo® en PTFE, aucune lubrification nécessaire, aucune graisse contaminante, pas de grippage avec les solutions caustiques
- tube d'écoulement avec rodage mâle

capacité	bouchon	écoulement	voie robinet	référence	Prix HT
50 ml	14/23	14/23	3 mm	GW4540	
100 ml	14/23	14/23	3 mm	GW4541	
100 ml	19/26	19/26	3 mm	GW4542	
250 ml	24/29	14/23	3 mm	GW4543	
250 ml	24/29	19/26	3 mm	GW4544	
500 ml	24/29	19/26	6 mm	GW4545	
500 ml	24/29	24/29	6 mm	GW4546	
1000 ml	29/32	19/26	6 mm	GW4547	

Ampoules forme conique robinet Rotaflo®

PYREX®


- conformes à la norme ISO 4800
- en verre borosilicaté
- robinet Rotaflo® en PTFE, aucune lubrification nécessaire, aucune graisse contaminante, pas de grippage avec les solutions caustiques

capacité	bouchon	voie robinet	référence	Prix HT
100 ml	14/23	3 mm	GW4550	
100 ml	19/26	3 mm	GW4551	
250 ml	24/29	3 mm	GW4552	
250 ml	24/29	6 mm	GW4553	

Ampoules forme poire robinet en verre

PYREX®


- conformes à la norme ISO 4800 type 2
- en verre borosilicaté Pyrex
- robinet en verre
- bouchon en verre

capacité	bouchon	voie robinet	référence	Prix HT
50 ml	19/26	1,5 mm	GW4560	
100 ml	19/26	1,5 mm	GW4561	
250 ml	24/29	2,5 mm	GW4562	
500 ml	24/29	4 mm	GW4563	
1000 ml	29/32	4 mm	GW4564	
2000 ml	29/32	6 mm	GW4565	
5000 ml	34/35	6 mm	GW4566	