

## Ballons Claisen-Vigreux forme poire

**PYREX®**

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- 1 col central femelle, pour introduire un thermomètre
- 1 col latéral femelle vertical, comprenant une colonne de fractionnement courte de type Vigreux et un col latéral mâle
- les piques hérissés de la colonne de Vigreux facilitent le contact entre vapeurs et liquide
- pour applications micro et semi-micro distillation
- la forme poire permet une rétention minimale et pertes réduites dues à la décomposition thermique



capacité	rodages centraux femelles	rodage latéral mâle	référence	Prix HT
50 ml	14/23	14/23	GW4765	
100 ml	14/23	14/23	GW4766	

## Ballon à distiller forme poire

**PYREX®**

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- 1 col central femelle, pour introduire un thermomètre, etc.
- 1 col latéral mâle pour raccorder un réfrigérant
- pour applications micro et semi-micro distillation
- la forme poire permet une rétention minimale et pertes réduites dues à la décomposition thermique



capacité	rodage central femelle	rodage latéral mâle	hauteur	référence	Prix HT
5 ml	14/23	14/23	147 mm	GW4760	