

Corps de réacteur collerette large à rodage plan



- en verre borosilicaté 3.3
- large rodage plan Quickfit®
- facilite l'insertion de paliers d'agitateurs et l'élimination des résidus solides
- à utiliser avec les couvercles à rodage plan et collier de fermeture pour collerette large

capacité	Ø int. rodage plan	hauteur	référence Prix HT
250 ml	Ø 75 mm	90 mm	GW5930
500 ml	Ø 75 mm	115 mm	GW5931
700 ml	Ø 100 mm	135 mm	GW5932
1000 ml	Ø 100 mm	155 mm	GW5933
2000 ml	Ø 100 mm	185 mm	GW5934
3000 ml	Ø 100 mm	210 mm	GW5935
4000 ml	Ø 100 mm	225 mm	GW5936
5000 ml	Ø 100 mm	245 mm	GW5937
6000 ml	Ø 100 mm	260 mm	GW5938
10000 ml	Ø 100 mm	320 mm	GW5939
20000 ml	Ø 100 mm	380 mm	GW5940

Corps de réacteur thermostatiques



- en verre borosilicaté 3.3
- enveloppe extérieure pour la circulation d'eau ou d'huile, olives Ø 12 mm
- pour réactions avec régulation de température
- à utiliser avec les couvercles à rodage plan et collier de fermeture pour collerette large

capacité	Ø int. rodage plan	dim. (Øxh)	référence Prix HT
1000 ml	Ø 100 mm	Ø 140 x 228 mm	GW5950
2000 ml	Ø 100 mm	Ø 165 x 312 mm	GW5951


Corps de réacteur de culture



- en verre borosilicaté 3.3
- pour culture de cellules ou fermentation
- rebord à rodage plan
- à utiliser avec les couvercles à rodage plan et collier de fermeture pour collerette large

capacité	Ø int. rodage plan	dim. (Øxh)	référence Prix HT
500 ml	Ø 75 mm	Ø 80 x 130 mm	GW5960
1000 ml	Ø 100 mm	Ø 105 x 160 mm	GW5961
2000 ml	Ø 100 mm	Ø 133 x 225 mm	GW5962
5000 ml	Ø 100 mm	Ø 181 x 290 mm	GW5963
10000 ml	Ø 100 mm	Ø 227 x 375 mm	GW5964
20000 ml	Ø 100 mm	Ø 288 x 465 mm	GW5965

Couvercles de réacteurs collerette large



- en verre borosilicaté 3.3
- couvercles avec rodage plan de précision pour les flacons de réaction et de culture à col large Quickfit®
- chaque couvercle comporte un ou plusieurs rodages femelles permettant l'intégration d'agitateurs, de sondes de température, de condensateurs et d'autres articles de verrerie

capacité	Ø int. rodage plan	rodage central	rodage latéral				référence	Prix HT
			0°	5°	10°	15°		
A	Ø 75 mm	34/35	-	-	-	-	GW5970	
A	Ø 100 mm	29/32	-	-	-	-	GW5971	
A	Ø 100 mm	34/35	-	-	19/26	-	GW5972	
B	Ø 100 mm	19/26	19/26	2 x 19/26	19/26	-	GW5973	
C	Ø 75 mm	19/26	14/23	19/26	19/26	19/26	GW5974	
D	Ø 100 mm	19/26	19/26	24/29	19/26	-	GW5975	
E	Ø 100 mm	34/35	19/26	-	2 x 19/26	-	GW5976	
F	Ø 100 mm	19/26	14/23	14/23	14/23	29/32	GW5977	
F	Ø 100 mm	19/26	19/26	19/26	19/26	34/35	GW5978	
F	Ø 100 mm	24/29	19/26	19/26	19/26	34/35	GW5979	
F	Ø 100 mm	29/32	14/23	14/23	14/23	29/32	GW5980	

Colliers de fermeture pour collerette large



- en acier inox

Ø int. rodage plan	référence	Prix HT
Ø 75 mm	GW5990	
Ø 100 mm	GW5991	

Joint d'étanchéité en PTFE



- pour rodage plan

Ø int. rodage plan	épaisseur	référence	Prix HT
Ø 75 mm	0,5 mm	GW5992	
Ø 100 mm	0,5 mm	GW5993	