

Robinetts droits en verre borosilicaté clé en PTFE



- en verre borosilicaté
- robinet en PTFE avec dispositif de serrage fileté, clé et siège rodés pour un parfait appariement
- conformes à la norme DIN 12541-1, sauf les références signalées *
- taux de fuite selon DIN 12540-1

Ø int. voie	robinet rodage NS	référence	Prix HT
bras latéraux standard			
Ø 1,5 mm	12,5	EZ4410	les 10
Ø 2,5 mm	12,5	EZ4411	* les 10
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4412	les 10
Ø 4,0 mm	14,5	EZ4413	* les 10
Ø 4,0 mm	18,8	EZ4414	l'unité
Ø 6,0 mm	18,8	EZ4415	* l'unité
Ø 6,0 mm	21,5	EZ4416	l'unité
Ø 8,0 mm	24,0	EZ4417	* l'unité
Ø 10,0 mm	29,2	EZ4418	l'unité
bras latéraux capillaires			
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4421	les 10

Bouchons de robinet en PTFE



- bouchons avec vis de maintien
- pour robinets droits

Ø int. voie	robinet rodage NS	référence	Prix HT
Ø 1,5 mm	12,5	EZ4430	l'unité
Ø 2,5 mm	12,5	EZ4431	l'unité
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4432	l'unité
Ø 4,0 mm	14,5	EZ4433	l'unité
Ø 4,0 mm	18,8	EZ4434	l'unité
Ø 6,0 mm	18,8	EZ4435	l'unité
Ø 6,0 mm	21,5	EZ4436	l'unité
Ø 8,0 mm	24,0	EZ4437	l'unité
Ø 10,0 mm	29,2	EZ4438	l'unité

Robinetts droits en verre borosilicaté clé en verre



- en verre borosilicaté
- robinet en verre plein avec dispositif de serrage fileté, clé et siège rodés pour un parfait appariement
- conformes à la norme DIN 12541-1, sauf les références signalées *
- taux de fuite selon DIN 12540-1

Ø int. voie	robinet rodage NS	référence	Prix HT
bras latéraux standard			
Ø 1,5 mm	12,5	EZ4440	les 10
Ø 2,5 mm	12,5	EZ4441	* les 10
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4442	les 10
Ø 4,0 mm	14,5	EZ4443	* les 10
Ø 4,0 mm	18,8	EZ4444	l'unité
Ø 6,0 mm	18,8	EZ4445	* l'unité
Ø 6,0 mm	21,5	EZ4446	l'unité
Ø 8,0 mm	24,0	EZ4447	* l'unité
Ø 10,0 mm	29,2	EZ4448	l'unité
bras latéraux capillaires			
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4451	les 10

Bouchons de robinet en verre



- bouchons avec vis de maintien
- pour robinets droits

Ø int. voie	robinet rodage NS	référence	Prix HT
Ø 1,5 mm	12,5	EZ4460	l'unité
Ø 2,5 mm	12,5	EZ4461	l'unité
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4462	l'unité
Ø 4,0 mm	14,5	EZ4463	l'unité
Ø 4,0 mm	18,8	EZ4464	l'unité
Ø 6,0 mm	18,8	EZ4465	l'unité
Ø 6,0 mm	21,5	EZ4466	l'unité
Ø 8,0 mm	24,0	EZ4467	l'unité
Ø 10,0 mm	29,2	EZ4468	l'unité

Robinetts 2 voies en verre borosilicaté clé en PTFE



- en verre borosilicaté
- robinet en PTFE avec dispositif de serrage fileté, clé et siège rodés pour un parfait appariement
- conformes à la norme DIN 12553
- taux de fuite selon la norme DIN 12540-1

Ø int. voie	robinet rodage NS	référence	Prix HT
bras latéraux standard			
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4470	l'unité
Ø 4,0 mm	18,8	EZ4471	l'unité
bras latéraux capillaires			
Ø 1,5 mm	14,5	EZ4472	l'unité
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4473	l'unité

Robinetts 2 voies en verre borosilicaté clé en verre



- en verre borosilicaté
- robinet en verre plein avec dispositif de serrage fileté, clé et siège rodés pour un parfait appariement
- conformes à la norme DIN 12553
- taux de fuite selon la norme DIN 12540-1

Ø int. voie	robinet rodage NS	référence	Prix HT
bras latéraux standard			
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4480	l'unité
Ø 4,0 mm	18,8	EZ4481	l'unité
bras latéraux capillaires			
Ø 1,5 mm	14,5	EZ4482	l'unité
Ø 2,5 mm	14,5	EZ4483	l'unité