

Pulvérisateur
en verre borosilicaté



- pulvérisateur complet composé de :
 - tête de pulvérisation en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
 - Erlenmeyer 100 ml, col rodé 19/26, en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
 - pince 19/26 en caoutchouc
 - poire en caoutchouc

Pulvérisateur 6 ml
pour tube à essai
en verre borosilicaté



- pulvérisateur complet composé de :
 - tête de pulvérisation 6 ml en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
 - tube à essai, col rodé 14/23, en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
 - pince 14/23 en caoutchouc
 - poire en caoutchouc

Pulvérisateur 12 ml
pour tube à essai
en verre borosilicaté



- pulvérisateur complet composé de :
 - tête de pulvérisation 12 ml en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
 - tube à essai, col rodé 19/26, en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
 - pince 19/26 en caoutchouc
 - poire en caoutchouc

Référence	Prix HT
EZ4200 Pulvérisateur complet	
Pièces de rechange	
EZ4201 Tête de pulvérisation	
EZ1132 Erlenmeyer 100 ml	
EZ4203 Pince en caoutchouc 19/26	
EZ4204 Poire en caoutchouc	

Référence	Prix HT
EZ4300 Pulvérisateur 6 ml complet	
Pièces de rechange	
EZ4301 Tête de pulvérisation 6 ml	
EZ4302 Tube à essai rodage 14/23	
EZ4303 Pince en caoutchouc 14/23	
EZ4204 Poire en caoutchouc	

Référence	Prix HT
EZ4400 Pulvérisateur 12 ml complet	
Pièces de rechange	
EZ4401 Tête de pulvérisation 12 ml	
EZ4402 Tube à essai rodage 19/26	
EZ4203 Pince en caoutchouc 19/26	
EZ4204 Poire en caoutchouc	