

Ponts de distillation avec condenseur Liebig et raccord olive



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles
- 1 rodage femelle pour thermomètre
- condenseur Liebig
- raccord olive pour eau

rodages		longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
mâles	femelle				
14/23	14/23	160 mm	60 cm ²	EZ4941	
14/23	14/23	250 mm	100 cm ²	EZ4942	
29/32	14/23	250 mm	130 cm ²	EZ4943	
29/32	14/23	400 mm	210 cm ²	EZ4944	

Ponts de distillation avec condenseur Liebig et raccord fileté



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles
- 1 rodage femelle pour thermomètre
- condenseur Liebig
- raccord fileté GL14 pour eau

rodages		longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
mâles	femelle				
14/23	14/23	160 mm	60 cm ²	EZ4951	
14/23	14/23	250 mm	100 cm ²	EZ4952	
29/32	14/23	250 mm	130 cm ²	EZ4953	
29/32	14/23	400 mm	210 cm ²	EZ4954	

Ponts de distillation avec condenseur Liebig et 2 raccords olives



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles parallèles
- 1 rodage femelle pour thermomètre
- condenseur Liebig
- raccords olives, pour eau et vide

rodages		longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
mâles	femelle				
14/23	14/23	160 mm	60 cm ²	EZ4961	
14/23	14/23	250 mm	100 cm ²	EZ4962	
29/32	14/23	250 mm	130 cm ²	EZ4963	
29/32	14/23	400 mm	210 cm ²	EZ4964	

Ponts de distillation avec condenseur Liebig et 2 raccords filetés



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles parallèles
- 1 rodage femelle pour thermomètre
- condenseur Liebig
- raccords filetés, GL14 pour eau et GL18 pour vide

rodages		longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
mâles	femelle				
14/23	14/23	160 mm	60 cm ²	EZ4971	
14/23	14/23	250 mm	100 cm ²	EZ4972	
29/32	14/23	250 mm	130 cm ²	EZ4973	
29/32	14/23	400 mm	210 cm ²	EZ4974	

Ponts de distillation avec condenseur Liebig raccord olive et fixation Claisen



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles
- 2 rodages femelles pour thermomètres
- condenseur Liebig, sortie droite
- 1 raccord olive pour eau

rodages		longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
mâles	femelle				
14/23	14/23	160 mm	60 cm ²	EZ5011	
14/23	14/23	250 mm	100 cm ²	EZ5012	
29/32	14/23	250 mm	130 cm ²	EZ5013	
29/32	14/23	400 mm	210 cm ²	EZ5014	


Ponts de distillation avec condenseur Liebig raccord fileté et fixation Claisen



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles
- 2 rodages femelles pour thermomètres
- condenseur Liebig, sortie droite
- 1 raccord fileté GL14 pour eau

rodages		longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
mâles	femelle				
14/23	14/23	160 mm	60 cm ²	EZ5021	
14/23	14/23	250 mm	100 cm ²	EZ5022	
29/32	14/23	250 mm	130 cm ²	EZ5023	
29/32	14/23	400 mm	210 cm ²	EZ5024	

Ponts de distillation avec condenseur Liebig 2 raccords olives et fixation Claisen



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles
- 2 rodages femelles pour thermomètres
- condenseur Liebig
- 2 raccords olives pour eau et vide
- conforme norme DIN 12594

rodages		longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
mâles	femelle				
14/23	14/23	160 mm	60 cm ²	EZ5031	
14/23	14/23	250 mm	100 cm ²	EZ5032	
29/32	14/23	250 mm	130 cm ²	EZ5033	
29/32	14/23	400 mm	210 cm ²	EZ5034	

Ponts de distillation avec condenseur Liebig 2 raccords filetés et fixation Claisen



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles
- 2 rodages femelles pour thermomètres
- condenseur Liebig
- 2 raccords filetés, GL14 pour eau et GL18 pour vide
- conformes norme DIN 12594

rodages		longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
mâles	femelle				
14/23	14/23	160 mm	60 cm ²	EZ5041	
14/23	14/23	250 mm	100 cm ²	EZ5042	
29/32	14/23	250 mm	130 cm ²	EZ5043	
29/32	14/23	400 mm	210 cm ²	EZ5044	