

**Bouchons GL45**

raccords capillaires et soupape de ventilation

- bouchon GL45 en PPS
- insert tournant librement en PTFE
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 3,2mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation

				
<b>Bouchon BW1451</b>	<b>Bouchon BW1452</b>	<b>Bouchon BW1453</b>	<b>Bouchon BW1454</b>	<b>Bouchon BW1455</b>
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 raccord Ø3,2 mm	1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur	1 soupape 3 connexions capillaires avec 3 raccords Ø3,2 mm 2 obturateurs	1 soupape 4 connexions capillaires avec 4 raccords Ø3,2 mm 3 obturateurs	1 soupape 6 connexions capillaires avec 6 raccords Ø3,2 mm 5 obturateurs

- bouchons parfaitement hermétiques
- réduction des pertes de solvants ou éluants purs et protection contre les vapeurs nuisibles lors des manipulations HPLC

**Bouchons GL45**

raccords capillaires avec robinet et soupape de ventilation

- bouchon GL45 en PPS
- insert tournant librement en PTFE
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 3,2mm et des obturateurs pour

les connexions inutilisées

- chaque connexion dispose d'un robinet d'arrêt, intégré à l'insert
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation

robinet d'arrêt commandé par un clou



		
<b>Bouchon BW1431</b>	<b>Bouchon BW1432</b>	<b>Bouchon BW1433</b>
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 robinet d'arrêt 1 raccord Ø3,2 mm	1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 robinets d'arrêt 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur	1 soupape 3 connexions capillaires avec 3 robinets d'arrêt 3 raccords Ø3,2 mm 2 obturateurs

**Bouchons préparatoires GL45**

raccords Ø 6,35 mm et soupape de ventilation

- bouchons GL45 en PPS
- insert tournant librement en PTFE
- connexions pour tuyaux Øext. 4 à 6,35 mm livrées avec des raccords en PFA, et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation

			
<b>Bouchon BW1441</b>	<b>Bouchon BW1442</b>	<b>Bouchon BW1443</b>	<b>Bouchon BW1445</b>
1 soupape 1 connexion avec 1 raccord Ø6,35 mm	1 soupape 2 connexions avec 2 raccords Ø6,35 mm 1 obturateur	1 soupape 3 connexions avec 3 raccords Ø6,35 mm 2 obturateurs	1 soupape 2 connexions avec 1 raccord Ø3,2 mm 1 raccord pour tuyau Ø 4 à 6,35 mm

**Bouchons GL45 peu encombrants**

raccords capillaires et soupape de ventilation latéraux

- bouchon GL45 en PPS
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexions latérales pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 3,2mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation

	
<b>Bouchon BW1471</b>	<b>Bouchon BW1472</b>
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 raccord Ø3,2 mm	1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur

**Kits de démarrage HPLC**

## Kit A

- 3 bouchons GL45 avec 1 connexion capillaire
- 1 bouchon GL45 avec 2 connexions capillaires
- 4 soupapes de ventilation avec affichage d'utilisation
- 5 raccords pour tubes Ø ext. 3,2 mm
- 1 obturateur pour raccord

référence	Prix HT
<b>BW1461</b> Kit A	

## Kit B

- 4 bouchons GL45 avec 2 connexions capillaires
- 4 soupapes de ventilation avec affichage d'utilisation
- 8 raccords pour tubes Ø ext. 3,2 mm
- 4 obturateurs pour raccords

référence	Prix HT
<b>BW1462</b> Kit B	

## Kit C

- 4 bouchons GL45 avec 3 connexions capillaires
- 4 soupapes de ventilation avec affichage d'utilisation
- 12 raccords pour tubes Ø ext. 3,2 mm
- 8 obturateurs pour raccords

référence	Prix HT
<b>BW1463</b> Kit C	