

Bouchons S40
raccords capillaires et soupape de ventilation

- bouchon S40 en PPS
 - insert tournant librement en PTFE
 - connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA
- pour tubes Øext. 3,2mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation



Bouchon BW1401	Bouchon BW1402	Bouchon BW1403
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 raccord Ø3,2 mm	1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur	1 soupape 3 connexions capillaires avec 3 raccords Ø3,2 mm 2 obturateur

Bouchon S40
raccord capillaire avec robinet et soupape de ventilation

- bouchons S40 en PPS
 - insert tournant librement en PTFE
 - 1 connexion pour tube capillaire livrée avec 1 raccord en PFA pour tube Øext. 3,2mm et 1 obturateur si la connexion n'est pas utilisée
- robinet d'arrêt intégré à l'insert
 - soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation

Bouchon BW1411
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 robinet d'arrêt 1 raccord Ø3,2 mm 1 obturateur



Bouchons GLS80
raccords capillaires et soupape de ventilation

- bouchons GLS80 en PP
 - insert tournant librement en PTFE
 - connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA
- pour tubes Øext. 3,2mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation



Bouchon BW1801	Bouchon BW1802	Bouchon BW1803
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 raccord Ø3,2 mm	1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur	1 soupape 3 connexions capillaires avec 3 raccords Ø3,2 mm 2 obturateurs

Bouchon B83
raccords capillaires et soupape de ventilation

- bouchon B83 en PE
- insert tournant librement en PTFE
- 4 connexions pour tubes capillaires livrées avec 4 raccords en PFA pour tubes Øext. 3,2mm et 3 obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation

Bouchon BW1834
1 soupape 4 connexions capillaires avec 4 raccords Ø3,2 mm 3 obturateurs



Bouchon rodé 29/32
raccords capillaires et soupape de ventilation

- bouchon avec rodage mâle 29/32, en PTFE, avec écrou en PP intégré, pour desserrer le rodage
- 2 connexions pour tubes capillaires avec 2 raccords en PFA pour tubes Øext. 3,2mm et 1 obturateur si la connexion est inutilisée
- 1 soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation

Bouchon BW5291
1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur

