

Soupapes de ventilation

- corps de la vanne en PP
- couvercle avec ouverture de ventilation et connexion Luerlock
- soupape anti-retour intégrée avec membrane poreuse en PTFE (1µm)
- petit affichage du temps d'utilisation à clipser
- durée de vie 6 mois



référence	Prix HT
BW5051 Soupapes, les 2	
BW5052 Soupapes, les 10	
BW5055 Soupapes, les 50	

Raccords de tubes capillaires

- en PFA
- fixation des tuyaux dans les connexions capillaires



Ø ext. tubes	réf.	Prix HT
Ø1,6 mm	BW5010	les 10
Ø2,2 mm	BW5011	les 10
Ø2,2 mm	BW5012	les 10
Ø3,2 mm	BW5015	les 10
Ø3,2 mm	BW5016	les 10
Ø3,2 mm	BW5017	les 10
Ø3,2 mm	BW5018	les 10

Raccords de tubes préparatoires

- en PTFE
- fixation des tuyaux dans les connexions capillaires



Ø ext. tubes	réf.	Prix HT
Ø4,00 mm	BW5101	
Ø4,76mm	BW5102	
Ø6,00 mm	BW5103	
Ø6,35 mm	BW5104	

Obturbateurs pour connexion capillaire



- en PFA blanc laiteux
- pour obturer les connexions non utilisées
- filetage NPT 1/4"

référence	Prix HT
BW5070 Obturbateurs pour connexions capillaires, les 10	

Obturbateur pour connexion filtre d'air sortant GL14



- en PTFE blanc
- filetage GL14

référence	Prix HT
BW5074 Obturbateur pour connexion filtre d'air sortant	

Obturbateur pour connexion embout à olive



- en PTFE blanc
- filetage NPT 1/8"

référence	Prix HT
BW5075 Obturbateur pour connexion embout olive	

Obturbateur rodage 29/32



- en PTFE blanc

référence	Prix HT
BW5076 Obturbateur rodage 29/32	

Clé de montage



- en POM
- contour intérieur adapté au contour extérieur des raccords pour tubes capillaires, Ø1,6 / 2,2 et 3,2 mm
- fente latérale pour passer le tube
- surface de prise supérieure pour serrer ou desserrer

référence	Prix HT
BW5421 Clé de montage	

Filtre de succion



- bougie filtrante en PE poreux, pores 20 µm
- dim. Ø9 x 21 mm
- trou pour le passage des tubes capillaires Ø 3,2 mm

référence	Prix HT
BW5151 Filtre de succion	

Filtres d'aspiration



- bougie filtrante avec membrane en PTFE, pores 5 µm
- dim. Ø13 x 10 mm
- à fixer sur les tubes capillaires Ø 3,2 mm

référence	Prix HT
BW5705 Filtre d'aspiration, les 5	

Adaptateur pour bouchon à septum



- en PTFE
- connexion capillaire vers capuchon septum filetage ND9

référence	Prix HT
BW5081 Adaptateur septum	

Raccord rapide 2 capillaires



- corps en PP
- raccords capillaires en PFA
- connexion de capillaires Ø ext. 3,2 mm
- interruption des connexions sans égoutter les tuyaux

référence	Prix HT
BW5355 Raccord 2xØ3,2mm	

Raccord rapide 1 capillaire



- corps en PP
- raccord capillaire en PFA
- connexion de capillaire Ø ext. 3,2 mm
- interruption des connexions sans égoutter les tuyaux

référence	Prix HT
BW5365 Raccord 1xØ3,2mm	

Couplage connexion capillaire avec raccord femelle



- corps en PP
- raccord capillaire en PFA
- raccord capillaire Ø ext. 3,2 mm et raccord femelle fileté 1/4"

référence	Prix HT
BW5301 Couplage capillaire, raccord femelle	

Couplage connexion capillaire avec raccord mâle



- corps en PP
- raccord capillaire en PFA
- raccord capillaire Ø ext. 3,2 mm et raccord mâle fileté 1/4"

référence	Prix HT
BW5311 Couplage capillaire, raccord mâle	

Raccord fileté droit



- en PP
- filetage 1/4"

référence	Prix HT
BW5321 Raccord fileté droit	