

Becs verseurs souples en PE



col bidon	réf.	Prix HT
GL45	BW5304	
S55	BW5305	
S60/61	BW5307	
S70/71	BW5309	

Becs verseurs rigides en PE



col bidon	réf.	Prix HT
S55	BW5325	
S60/61	BW5327	

Bec verseur rigide en PE antistatique



col bidon	réf.	Prix HT
S60/61	BW5357	

Adaptateur coudé S60



- insert en PE antistatique tournant librement

filetage femelle	filetage femelle	réf.	Prix HT
S60	S60	BW6401	

Adaptateurs en PTFE filetages M/F



- filetage mâle et filetage femelle
- poignée canelée

filetage mâle	filetage femelle	réf.	Prix HT
filetage mâle S40			
S40	GL45	BW6001	
filetage mâle GL45			
GL45	GL32	BW6002	
GL45	GPI38-430	BW6003	
GL45	GPI38-400	BW6004	
GL45	S40/GL40	BW6005	
filetage mâle S55			
S55	S40/GL40	BW6006	
S55	S51	BW6007	
S55	GL45	BW6008	

Adaptateurs en PP filetages M/F



- filetage mâle et filetage femelle
- poignée canelée

filetage mâle	filetage femelle	réf.	Prix HT
filetage mâle GL45			
GL45	GL32	BW6010	
GL45	GPI38-430	BW6011	
GL45	38x3	BW6012	
GL45	S40/GL40	BW6013	
GL45	S51	BW6014	
GL45	S55	BW6015	
GL45	S60/61	BW6016	
GL45	S70/71	BW6017	
GL45	G1½"	BW6018	
filetage mâle S51			
S51	S55	BW6020	
S51	S60/61	BW6021	
filetage mâle S55			
S55	S50	BW6030	
S55	S51	BW6031	
S55	GL45	BW6032	
S55	S60/61	BW6033	
filetage mâle S60/61			
S60/61	S51	BW6040	
S60/61	S55	BW6041	
S60/61	B63	BW6042	
S60/61	S65	BW6043	
filetage mâle Tri-Sure 2"			
Tri-Sure 2"	G2"/BSP2"	BW6050	

Adaptateur rodage / filetage femelles



- rodage femelle 29/32
- filetage femelle GL45
- poignée canelée

rodage femelle	filetage femelle	réf.	Prix HT
29/32	GL45	BW5201	

Adaptateur rodage / filetage mâles



- rodage mâle 29/32
- filetage mâle GL45
- poignée canelée

rodage mâle	filetage mâle	réf.	Prix HT
29/32	GL45	BW5211	
Écrou de desserrage		BW5299	

Adaptateurs en PE antistatique filetages M/F



- filetage mâle et filetage femelle
- poignée canelée

filetage mâle	filetage femelle	réf.	Prix HT
filetage mâle S60/61			
S60/61	S50	BW6060	
S60/61	S51	BW6061	
S60/61	S71	BW6062	

Adaptateurs en PTFE filetages M/M



- deux filetages mâles
- poignée canelée

filetage mâle	filetage mâle	réf.	Prix HT
GL45	G2"/BSP2"	BW6070	
GL45	Tri-Sure 2"	BW6071	

Adaptateurs en PP filetages M/M



- deux filetages mâles
- poignée canelée

filetage mâle	filetage mâle	réf.	Prix HT
GL45	G2"/BSP2"	BW6072	
GL45	Tri-Sure 2"	BW6073	
S60/61	G2"/BSP2"	BW6074	
S60/61	Tri-Sure 2"	BW6075	

Adaptateurs en PP filetages F/F



- deux filetages mâles
- poignée canelée

filetage femelle	filetage femelle	réf.	Prix HT
G1½"	GL45	BW6080	
G2"/BSP2"	S55	BW6081	
G2"/BSP2"	S60/61	BW6082	
G2"/BSP2"	S65	BW6083	
G2"/BSP2"	S70/71	BW6084	

Adaptateurs en PE antistatique filetages F/F



- deux filetages mâles
- poignée canelée

filetage femelle	filetage femelle	réf.	Prix HT
Tri-Sure 2"	S60/61	BW6085	