

## Bouchons avec indicateur de niveau électronique

- bouchons en PP ou PE, suivant modèle
- insert tournant librement en PTFE blanc
- indicateur de niveau électronique : un flotteur, avec partie haute visible
- insérée dans un verre d'observation, monte quand le niveau du bidon augmente; quand le bidon est plein, une alarme est transmise à l'appareil de surveillance des niveaux
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- connexions pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm, avec raccords en PFA et obturateurs pour les connexions inutilisées
- modèles avec embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm
- modèles avec raccord de mise à la terre

Bouchons S60  
en PP jaune

Bouchon BW2061	Bouchon BW2062	Bouchon BW2065	Bouchon BW066
1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 3 connexions capillaires (avec 3 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 3 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 3 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 2 obturateurs)	1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 2 connexions capillaires (avec 2 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 2 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 2 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 1 obturateur)	1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 1 raccord mise à la terre 3 connexions capillaires (avec 3 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 3 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 3 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 2 obturateurs)	1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 1 raccord mise à la terre 2 connexions capillaires (avec 2 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 2 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 2 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 1 obturateur)

Bouchons S55  
en PP jaune

Bouchon BW2050	Bouchon BW2053
1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 3 connexions capillaires (avec 3 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 3 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 3 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 2 obturateurs)	1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 2 connexions capillaires (avec 2 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 2 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 2 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 1 obturateur)

Bouchon S51  
en PP gris

Bouchon BW2024
1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 2 connexions capillaires (avec 2 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 2 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 2 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 1 obturateur)

Bouchon S95  
en PE noir

Bouchon BW2104
1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 4 connexions capillaires (avec 4 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 4 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 4 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 3 obturateurs)

Bouchon S90  
en PE gris

Bouchon BW2094
1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 4 connexions capillaires (avec 4 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 4 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 4 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 3 obturateurs)

Bouchon B53  
en PE blanc

Bouchon BW2034
1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 1 connexion capillaire (avec 1 raccord Ø1,6mm <b>vert</b> 1 raccord Ø2,2 mm <b>violet</b> s 1 raccord Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 1 obturateur)

Bouchon B83  
en PE blanc

Bouchon BW2084
1 indicateur de niveau 1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 4 connexions capillaires (avec 4 raccords Ø1,6mm <b>verts</b> 4 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s 4 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b> 3 obturateurs)