

Bidons col GL45 en HDPE



capacité	dim.	réf.	Prix HT
2,5 litres	150 x 110 x h210 mm	BW2052	
5 litres	195 x 150 x h270 mm	BW2055	
10 litres	225 x 190 x h300 mm	BW2051	

Bidons étroit col S50 en PP

- économie d'espace



capacité	dim.	réf.	Prix HT
5 litres	335 x 66 x h335 mm	BW2105	
Support en acier inox pour 2 bidons, dim. 250 x 138 x h100 mm			BW2106

Bidons col S55 en HDPE



capacité	dim.	réf.	Prix HT
5 litres	190 x 150 x h235 mm	BW2205	
10 litres	230 x 195 x h235 mm	BW2210	

Bidons en col S60/61 embout coudé en HDPE antistatique



capacité	dim.	réf.	Prix HT
10 litres	295 x 200 x h255 mm	BW2361	
20 litres	295 x 200 x h495 mm	BW2362	

Bidons col S60/61 en HDPE



capacité	dim.	réf.	Prix HT
5 litres	190 x 150 x h250 mm	BW2300	
10 litres	220 x 190 x h340 mm	BW2301	
20 litres	300 x 230 x h450 mm	BW2302	

Bidons en col S60/61 en HDPE antistatique



capacité	dim.	réf.	Prix HT
10 litres	220 x 190 x h340 mm	BW2311	
30 litres	360 x 235 x h450 mm	BW2313	

Bidons pliables en PE

- translucides



capacité	col	dim. ext.	réf.	Prix HT
bidon				
5 litres	38x3	181 x 181 x h195 mm	BW2952	
10 litres	38x3	228 x 228 x h228 mm	BW2955	
20 litres	S60	285 x 285 x h295 mm	BW2951	
carton				
pour bidon 5 litres			BW2001	
pour bidon 10 litres			BW2002	
pour bidon 20 litres			BW2003	
adaptateur				
Adaptateur 38x3 vers GL45			BW2004	

Bidon col S90 en HDPE



capacité	dim.	réf.	Prix HT
10 litres	195 x 195 x h370 mm	BW2651	

Bidon en col S90 en HDPE antistatique



capacité	dim.	réf.	Prix HT
10 litres	195 x 195 x h370 mm	BW2681	
Câble de terre 1,5 m			BW6150