

Cuves collectrices en PE



Cuves collectrices en PE antistatique



Bidons col S60/61 avec contrôle de niveau



- pour entreposer les bidons collecteurs de déchets : les liquides sortants sont recueillis en cas de fuite

- égouttoir
- câble de mise à la terre
- pour entreposer les bidons collecteurs de déchets : les liquides sortants sont recueillis en cas de fuite

capacité	dim. int. (lxpxh)	réf.	Prix HT
12 litres	335x235x160 mm	BW5401	
25 litres	385x290x200 mm	BW5402	

capacité	dim. int. (lxpxh)	réf.	Prix HT
10 litres	325x220x156 mm	BW5480	
20 litres	437x325x156 mm	BW5481	



Indicateurs de niveau pour bidons



- en PE antistatique
- embout incliné
- indicateur de niveau visuel : un flotteur, avec partie haute visible insérée dans un verre d'observation, monte quand le niveau du bidon augmente
- en option, cage de protection du verre de la jauge de niveau

pour col	dim. tube immersion	matériau	référence	Prix HT
alimentaire	Ø 31 x 250 mm	PE	BW7151 1	
Ø 50-100 mm	Ø 50 x 238 mm	PE	BW7152 2	
filetage G3/4"	Ø 23 x 86 mm	PE antistatique	BW7153 3	
filetage G3/4"	Ø 23 x 86 mm	PE	BW7154	
filetage G3/4"	Ø 23 x 86 mm	PTFE / PFA	BW7155 4	

capacité	dim.	réf.	Prix HT
10 litres	295 x 200 x h255 mm	BW2371	
20 litres	295 x 200 x h495 mm	BW2372	
cage de protection du verre		BW2471	