

Système Sedi-Rate

détermination de la vitesse de sédimentation



- portoir en plastique 10 places numérotées
- pipettes de sédimentation graduées de 0 à 180 mm
- tubes en polypropylène à capuchon rose, avec 0,2 ml de Citrate de Sodium : anti-coagulant agissant par fixation du calcium, préparé à 3,8% d'après la norme ISO 6710 : 1995, échantillon de sang 0,8 ml, étiquettes avec numéro de lot et date de péremption

référence

Prix HT


FLM0910 Support 10 places, l'unité

FLM0912 Tubes Ø12 x 86 mm avec citrate de sodium, les 50

FLM0911 Pipettes, les 200

Système Takives

détermination de la vitesse de sédimentation



- portoir en plastique 10 places numérotées
- pipettes de sédimentation en verre, graduées de 0 à 160 mm, avec aspiration automatique

référence


Prix HT

FLM0920 Support 10 places, l'unité

FLM0922 Pipettes en verre avec aspiration automatique, les 500

Appareils à sédimentation

- dispositif de maintien de pipettes par ressort intégré dans la traverse
- la partie inférieure de la pipette s'appuie sur un support en caoutchouc



référence

Prix HT

MM5 Appareil à sédimentation 5 places

MM10 Appareil à sédimentation 10 places

LMR360 Tube sédimentation 300 mm

Pipettes hématologiques de précision



- **PHA** : pipette-mélangeur à dilution pour globules rouges, graduations indélébiles, précision garantie $\pm 3\%$, estampillée sur chaque pipette
- **PHB** : Pipette-mélangeur à dilution pour globules blancs, graduations indélébiles, précision garantie $\pm 3\%$ estampillée sur chaque pipette
- **PHC** : Pipette hématologique à fond blanc, précision $\pm 0,020$ ml (20 mm^3) pour hémoglobine et autres

référence

Prix HT

PHA 1 Pipette-mélangeur globules rouges

PHB 2 Pipette-mélangeur globules blancs

PHC 3 Pipette hématologique