



Hottes centrales ou murales en PVC



accessoires	
Options de fixation et registre	
4 attaches de suspension 3	CM1001
Registre plat à guillotine	CM1002
Bandeaux à lanières en PVC	
L 600 x h 800 mm	CM2001
L 750 x h 800 mm	CM2002
L 900 x h 800 mm	CM2003
L 1000 x h 800 mm	CM2004
L 1200 x h 800 mm	CM2005
L 1500 x h 800 mm	CM2006
Supports 3 côtés à poser	
600 x 900 x h 800 mm	CM3001
600 x 1200 x h 800 mm	CM3002
600 x 1500 x h 800 mm	CM3003
750 x 900 x h 800 mm	CM3004
750 x 1200 x h 800 mm	CM3005
750 x 1500 x h 800 mm	CM3006
900 x 900 x h 800 mm	CM3007
900 x 1200 x h 800 mm	CM3008
900 x 1500 x h 800 mm	CM3009

1 + 3

- coloris gris, coloris noir ou blanc sur demande
- sortie d'aération Ø 200 ou 250 mm

en option :

- attaches de suspensions
- registre plat à guillotine, réglage manuel
- bandeaux à lanières en PVC souple transparent : peuvent être installés sur un seul ou plusieurs côtés
- supports à 3 côtés en PVC, à poser directement sur la paillasse
- pour une fermeture totale de la hotte, ajouter un support 3 côtés et 1 bandeau à lanière en façade

dim (lxpxh)	Hottes centrales		Hottes murales		
	sortie Ø 200 mm	sortie Ø 250 mm	sortie Ø 200 mm	sortie Ø 250 mm	
largeur 600 mm	600 x 900 x h 350 mm	CM1601	CM1611	CM1701	CM1711
	600 x 1200 x h 350 mm	CM1602	CM1612	CM1702	CM1712
	600 x 1500 x h 350 mm	CM1603	CM1613	CM1703	CM1713
largeur 750 mm	750 x 900 x h 350 mm	CM1604	CM1614	CM1704	CM1714
	750 x 1200 x h 350 mm	CM1605 1	CM1615	CM1705 2	CM1715
	750 x 1500 x h 350 mm	CM1606	CM1616	CM1706	CM1716
largeur 900 mm	900 x 900 x h 350 mm	CM1607	CM1617	CM1707	CM1717
	900 x 1200 x h 350 mm	CM1608	CM1618	CM1708	CM1718
	900 x 1500 x h 350 mm	CM1609	CM1619	CM1709	CM1719

Bras aspirants articulés en aluminium

- ▶ montage mural ou au plafond
- ▶ captation des poussières, fumées, vapeurs et gaz sur le poste de travail



- tubes en Aluminium, Ø 75 mm
- 3 articulations en Polypropylène
- coupole transparente Ø 365 mm avec poignée de régulation du flux d'air
- rayon d'action 1,24 m, champ de travail 2,5 m
- support plafond : longueur 925 mm
- livrés complets, avec support de fixation (mural ou plafond), bras articulé, coupole et visserie
- doivent être associés à un ventilateur ou un système de ventilation, débit d'air extrait jusqu'à 200 m³/h

Prix HT

CM1810 Bras aspirant mural



Prix HT

CM1820 Bras aspirant plafond