


Portoirs réfrigérants immersibles pour microtubes



- portoir intégré dans une boîte de stockage
- la boîte peut contenir de l'eau ou de la glace
- couvercle transparent
- portoir et boîte autoclavables

capacité	dimensions	référence	Prix HT
24 microtubes de 1,5 / 2 ml	120 x 85 x 62 mm	PP1261 les 5	


Portoirs pour cryotubes



- en polycarbonate rouge
- autoclavables

capacité	dimensions	référence	Prix HT
40 cryotubes	215 x 100 x 25 mm	PP2151 les 5	

Portoirs trois niveaux pour microtubes



- en polypropylène
- autoclavables
- trous numérotés
- capacité :
premier niveau : 12 microtubes 0,2 ml,
deuxième niveau : 14 microtubes 0,5 ml,
troisième niveau : 17 microtubes 1,5 / 2 ml
- 5 emplacements pour microtubes 1,5 / 2 ml sont équipés d'un système de verrouillage
- trois coloris au choix

capacité	vert	rouge	bleu	Prix HT
43 microtubes 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2 ml	●	●	●	
	PP1271	PP1272	PP1273	les 8

Portoir 2 niveaux pour microtubes



- en polypropylène
- autoclavable
- 20 emplacements sur deux niveaux
- trous numérotés
- dim. 90 x 210 x h50 mm

capacité	dimensions	référence	Prix HT
20 microtubes	90 x 210 x h50 mm	PP2155 l'unité	