

### Cryotubes 2 ml à filetage interne



- exempts de RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger
- en polypropylène autoclavable
- température de -196°C à +121°C
- capuchon en étoile pour machine à boucher

capacité	dim. tube	jupe	référence	Prix HT
2 ml	Ø12,6 x 48 mm	jupe	PP2102	les 1000

### Cryotubes **stériles** à filetage interne avec code barre et zone de marquage



- exempts de RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger
- en polypropylène autoclavable
- température de -196°C à +121°C
- graduations
- zone de marquage
- code barres
- capuchon en étoile pour machine à boucher

capacité	dim. tube	jupe	référence	Prix HT
cryotubes sans jupe				
2 ml	Ø12,6 x 47 mm	-	PP2104	les 50
4 ml	Ø12,6 x 75 mm	-	PP2106	les 50
5 ml	Ø12,6 x 89 mm	-	PP2108	les 50
cryotubes avec jupe				
1 ml	Ø12,6 x 43 mm	jupe	PP2101	les 50
2 ml	Ø12,6 x 48 mm	jupe	PP2103	les 50
4 ml	Ø12,6 x 76 mm	jupe	PP2105	les 50
5 ml	Ø12,6 x 90 mm	jupe	PP2107	les 50

### Cryotubes **stériles** à filetage externe avec code barre et zone de marquage



- exempts de RNase et DNase, sans endotoxine et sans ADN étranger
- en polypropylène autoclavable
- température de -196°C à +121°C
- graduations
- zone de marquage
- code barres
- capuchon en étoile pour machine à boucher

capacité	dim. tube	jupe	référence	Prix HT
cryotubes sans jupe				
2 ml	Ø12,6 x 45 mm	-	PP2113	les 50
cryotubes avec jupe				
1 ml	Ø12,6 x 40 mm	jupe	PP2111	les 50
2 ml	Ø12,6 x 46 mm	jupe	PP2112	les 50
3 ml	Ø12,6 x 69 mm	jupe	PP2114	les 50
4 ml	Ø12,6 x 74 mm	jupe	PP2115	les 50
5 ml	Ø12,6 x 88 mm	jupe	PP2116	les 50

### Pastilles d'identification pour cryotube



- en PVC
- clipsables sans dévisser le tube

coloris	référence	Prix HT
Bleu	PP2121 les 1000	
Blanc	PP2122 les 1000	
Jaune	PP2123 les 1000	
Rose	PP2124 les 1000	
Rouge	PP2125 les 1000	
Vert	PP2126 les 1000	

### Tiges pour le prélèvement et l'ouverture des cryotubes



- en polypropylène bleu
- utilisable à une main

dimensions	référence	Prix HT
Ø9,5 x 48 mm	PP2131 les 10	

### Étiquettes pour cryotubes



- en polyester cryogénique résistant à -196°C

dim.	pour cryotube	référence	Prix HT
24 x 13 mm	1 - 2 ml	PP2141 les 1000	
33 x 13 mm	3 - 4 - 5 ml	PP2142 les 1000	