

Allonges de recettes coudées



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- tige courte ou longue
- courbure angle 105°
- pour diriger le distillat des réfrigérants dans les contenants de réception

rodage femelle	longueur tige	référence	Prix
tige courte			
14/23	65 mm	EZ6001	
19/26	65 mm	EZ6002	
24/29	65 mm	EZ6003	
29/32	65 mm	EZ6004	
tige longue			
14/23	190 mm	EZ6011	
19/26	200 mm	EZ6012	
24/29	200 mm	EZ6013	
29/32	200 mm	EZ6014	

Allonges coudées



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- courbure angle 105°
- avec embout de vidange

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	14/23	EZ6021	
19/26	19/26	EZ6022	
24/29	24/29	EZ6023	
29/32	29/32	EZ6024	

Allonges coudées avec prise d'air



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- courbure angle 105°
- avec embout de vidange
- tube de dérivation pour ventiler et éviter les problèmes de système clos
- pour liquides à haut point d'ébullition

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	14/23	EZ6031	
19/26	19/26	EZ6032	
19/26	24/29	EZ6033	
24/29	24/29	EZ6034	

Allonges droites avec prise d'air



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- avec embout de vidange

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	14/23	EZ6041	
19/26	19/26	EZ6042	
19/26	24/29	EZ6043	
24/29	24/29	EZ6044	

Adaptateurs droits pour récepteur raccord olive



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- raccord de vide : olive en verre
- avec embout de vidange
- conformes à la norme DIN 12594, sauf référence signalée *

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	14/23	EZ6051	
19/26	19/26	EZ6052*	
24/29	24/29	EZ6053	
29/32	29/32	EZ6054	

Adaptateurs droits pour récepteur raccord fileté



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- raccord de vide fileté GL18
- avec embout de vidange
- conformes à la norme DIN 12594, sauf référence signalée *

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	14/23	EZ6061	
19/26	19/26	EZ6062*	
24/29	24/29	EZ6063	
29/32	29/32	EZ6064	

Adaptateurs coudés pour récepteur raccord olive



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- courbure angle 105°
- raccord de vide : olive en verre
- avec embout de vidange
- conformes à la norme DIN 12594, sauf référence signalée *

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	14/23	EZ6071	
19/26	19/26	EZ6072*	
24/29	24/29	EZ6073	
29/32	29/32	EZ6074	

Adaptateurs coudés pour récepteur raccord fileté



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- courbure angle 105°
- raccord de vide fileté GL18
- avec embout de vidange
- conformes à la norme DIN 12594, sauf référence signalée *

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/23	14/23	EZ6081	
19/26	19/26	EZ6082*	
24/29	24/29	EZ6083	
29/32	29/32	EZ6084	