

Récepteurs de distillation droits selon Anschütz-Thiele



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- récepteur gradué
- adaptateur droit
- rodage mâle et rodage femelle
- connexion fileté GL18 pour vide
- robinet avec bouchon en verre plein ou en PTFE, suivant modèle

volume	rodage mâle	rodage femelle	référence	Prix HT
Récepteur avec robinet en verre 1				
25 ml	14/23	14/23	EZ6141	
50 ml	29/32	29/32	EZ6142	
100 ml	29/32	29/32	EZ6143	
Récepteur avec robinet en PTFE 2				
25 ml	14/23	14/23	EZ6145	
50 ml	29/32	29/32	EZ6146	
100 ml	29/32	29/32	EZ6147	

Récepteurs de distillation courbés selon Anschütz-Thiele



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- récepteur gradué
- adaptateur courbé
- rodage mâle et rodage femelle
- connexion fileté GL18 pour vide
- robinet avec bouchon en verre plein ou en PTFE, suivant modèle

volume	rodage mâle	rodage femelle	référence	Prix HT
Récepteur avec robinet en verre 1				
25 ml	14/23	14/23	EZ6151	
50 ml	29/32	29/32	EZ6152	
100 ml	29/32	29/32	EZ6153	
Récepteur avec robinet en PTFE 2				
25 ml	14/23	14/23	EZ6155	
50 ml	29/32	29/32	EZ6156	
100 ml	29/32	29/32	EZ6157	

Récepteurs de distillation selon Anschütz-Thiele avec chemise de refroidissement



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- récepteur gradué avec adaptateur droit, rodage mâle et rodage femelle, connexion fileté GL18 pour vide et robinet avec bouchon en verre plein ou en PTFE, suivant modèle
- chemise de refroidissement

volume	rodage mâle	rodage femelle	référence	Prix HT
Récepteur avec robinet en verre 1				
50 ml	29/32	29/32	EZ6162	
100 ml	29/32	29/32	EZ6163	
Récepteur avec robinet en PTFE 2				
50 ml	29/32	29/32	EZ6166	
100 ml	29/32	29/32	EZ6167	