

Congélateurs -82°C / -86°C - 175 litres ou 1000 litres gamme BioMemory et BioMemory Touch


 -82°C

► poignée à serrage progressif


 -86°C

Construction :

- carrosserie en tôle électrozinguée avec peinture époxy
- cuve intérieure en acier inox, coins arrondis
- isolation polyuréthane et panneaux isolés sous-vide, 80 mm d'épaisseur
- poignée à serrage progressif avec serrure à clé
- 4 roulettes orientables
- 2 pieds de mise à niveau réglables
- passage de sonde standard
- réfrigérant sans CFC, sans HCFC, non inflammable (R 417a / R 508b)
- absence de formation de givre
- niveau sonore 56 dB

Gamme BioMemory

- réglage de la température par thermostat extérieur
- thermomètre en façade contrôlable sans ouverture de l'appareil
- alarme visuelle et sonore

Gamme BioMemoryTouch

- large écran LCD tactile couleur sur la porte, à hauteur de regard : fond bleu nuit, chiffres blancs
- enregistrement de la température sur carte SD
- réglage de la température par thermostat extérieur
- thermomètre en façade contrôlable sans ouverture de l'appareil
- alarme visuelle et sonore



capacité utile	175 litres	1000 litres
capacité	12 000 cryotubes 2 ml	72 000 cryotubes 2 ml
dim. internes (lxpxh)	620 x 452 x 630 mm	1436 x 765 x 920 mm
dim. externes (lxpxh)	1300 x 712 x 875 mm	2000 x 985 x 1200 mm
compartiments	2 compartiments	4 compartiments
poids net	185 kg	390 kg
éclairage et serrure	éclairage / serrure	éclairage / serrure
puissance	900 W	2000 W
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
congélateurs BioMemory -60 à -82°C	FB1010 1	FB1020
congélateurs BioMemoryTouch -60 à -86°C	FB2010	FB2020 2
équipements intérieurs		
étagère	-	FB7014
étagère en acier inox	FB7007	FB7012
élément 2 tiroirs en acier inoxydable	FB7008	FB7015
élément 3 tiroirs en acier inox - 280 x p705 x h109 mm	FB7009	FB7016
élément 4 tiroirs en acier inox - 280 x p705 x h80 mm	FB7010	FB7017
élément 5 tiroirs en acier inox - 280 x p705 x h63 mm	FB7011	FB7018
élément 6 tiroirs en acier inox - 280 x p705 x h53 mm	-	FB7019
élément 2 tiroirs aluminium, corps en inox, - 280 x p705 x h164 mm	-	FB7020
élément 3 tiroirs aluminium, corps en inox, - 280 x p705 x h109 mm	-	FB7021
élément 4 tiroirs aluminium, corps en inox, - 280 x p705 x h80 mm	-	FB7022
élément 5 tiroirs aluminium, corps en inox, - 280 x p705 x h63 mm	-	FB7023
élément 6 tiroirs aluminium, corps en inox, - 280 x p705 x h53 mm	-	FB7024
options		
système de secours à injection de CO ₂ liquide, autonomie 15 h, flexible 3m	FB7005	FB7005
enregistreur de température à piles 0°C à 100°C à diagramme circulaire 1 tour / 7 j	FB7006	FB7006