

Papiers filtres absorbants

- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- grammage selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137



vitesse	blanc moyenne	gris moyenne	blanc très rapide	blanc très rapide	blanc rapide
grade	ST60 (=93 Whatman)	ST65	ST62(=114 Whatman)	ST64(=113 Whatman)	ST67
filtration	Papier filtre de base, lisse, pour applications générales, économique		Papier filtre d'aspect lisse, pour des applications variées	Papier filtre d'aspect crêpé	Papier filtre très mince
grammage	64 g/m ²	65 g/m ²	73 g/m ²	120 g/m ²	50 g/m ²
résistance	1,45 kg/cm ²	-	1,25 kg/cm ²	0,75 kg/cm ²	0,25 kg/cm ²
épaisseur papier	0,15 mm	0,16 mm	0,17 mm	0,35 mm	0,12 mm
temps de filtration	50 s	-	22 s	10 s	15 s
porosité	10 à 20 µm	-	17 à 30 µm	30 à 40 µm	17 à 30 µm
feuilles					
50 x 55 mm	FL1301 les 100	-	-	-	-
100 x 100 mm	FL1302 les 500	-	-	-	-
110 x 580 mm	-	-	FL1362 les 100	-	-
200 x 200 mm	-	-	-	FL1591 les 100	-
300 x 300 mm	FL1303 les 500	-	-	-	-
400 x 400 mm	FL1260 les 500	-	-	-	FL1594 les 500
420 x 520 mm	LMR204 les 500	LMR214 les 500	-	-	-
450 x 450 mm	FL1304 les 100	-	-	-	-
450 x 600 mm	-	-	FL1363 les 500	-	-
460 x 570 mm	FL1262 les 100	-	-	-	-
500 x 500 mm	FL1263 les 500	-	FL1364 les 500	-	-
500 x 530 mm	FL1305 les 100	-	FL1365 les 100	-	-
520 x 520 mm	FL1264 les 500	-	FL1360 les 500	-	-
580 x 580 mm	FL1306 les 500	-	FL1366 les 500	FL1592 les 500	FL1595 les 500
600 x 600 mm	FL1266 les 100	-	-	-	-
	FL1265 les 500	-	FL1361 les 500	-	-
640 x 640 mm	FL1307 les 500	-	-	-	-
660 x 660 mm	FL1308 les 500	-	-	-	-
feuilles pliées					
420 x 520 mm	FL1270 les 500	FL1273 les 500	-	-	-
420 x 520 mm	FL1271 les 50	-	-	-	-
420 x 520 mm	FL1272 les 25	-	-	-	-

Papiers filtres absorbants qualitatifs



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- grammage selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- en boîte de 100 ou 500 feuilles



vitesse	blanc rapide
grammage	73 g/m ²
résistance	1,25 kg/cm ²
épaisseur papier	0,17 mm
temps de filtration	22 s
porosité	17 à 30 µm
feuilles	
110 x 580 mm	FL1473 les 500
210 x 320 mm	FL1474 les 500
350 x 680 mm	FL1475 les 100
390 x 390 mm	FL1476 les 500
450 x 450 mm	FL1470 les 500
460 x 570 mm	FL1471 les 100
500 x 500 mm	FL1477 les 500
580 x 580 mm	FL1472 les 500
600 x 600 mm	FL1478 les 100