

Papiers-filtres au charbon actif




Pour la clarification et la décoloration de liquides.

- clarification, décoloration et éclaircissement en vue d'analyses chimiques : clarification et éclaircissement des urines troubles ou foncées, décoloration et filtration des bains galvaniques, etc.
- grande capacité d'absorption et de clarification grâce à une forte teneur en charbon actif pur (65 %)
- permet d'éviter les fastidieuses clarifications au talc ou au charbon actif

Ø disque	référence	Prix HT
disques à plat		
Ø 25 mm	FL25	les 100
Ø 55 mm	FL55	les 100
Ø 70 mm	FL70	les 100
Ø 90 mm	FL90	les 100
Ø 110 mm	FL110	les 100
Ø 125 mm	FL125	les 100
Ø 140 mm	FL140	les 100
Ø 150 mm	FL150	les 100
Ø 185 mm	FL185	les 100
Ø 210 mm	FL210	les 100
Ø 240 mm	FL240	les 100
disques à plat, pour bains galvaniques		
Ø 190/61 mm	FL190	les 100
Ø 195/61 mm	FL195	les 100
Ø 258/40 mm	FL258	les 100
Ø 456/100 mm	FL456	les 100
feuille		
600 x 600 mm	FL600	les 100

Papiers-filtres durcis quantitativs pour solutions acides ou alcalines disques à plat



- spécialement traités pour des applications en milieux acides et alcalins
- filtration sous vide ou sous pression, filtration sur entonnoir de Büchner, etc.

vitesse	lente	moyenne	rapide
grade	QT55 (=542 Whatman)	QT53 (=540 Whatman)	QT51 (=541 Whatman)
épaisseur	170 µm	200 µm	200 µm
poids	84 g/m ²	84 g/m ²	84 g/m ²
temps de filtration	195 sec	55 sec	9 sec
porosité	2 à 4 µm	14 à 18 µm	25 à 30 µm
Ø 42,5 mm	FL5411 les 100	-	FL5211 les 100
Ø 47 mm	-	-	FL5212 les 100
Ø 45 mm	FL5400 les 100	FL5300 les 100	FL5200 les 100
Ø 55 mm	FL5401 les 100	FL5301 les 100	FL5201 les 100
Ø 70 mm	FL5402 les 100	FL5302 les 100	FL5202 les 100
Ø 90 mm	FL5403 les 100	FL5303 les 100	FL5203 les 100
Ø 110 mm	FL5404 les 100	FL5304 les 100	FL5204 les 100
Ø 125 mm	FL5405 les 100	FL5305 les 100	FL5205 les 100
Ø 135 mm	FL5406 les 100	FL5306 les 100	FL5206 les 100
Ø 140 mm	-	-	FL5213 les 100
Ø 150 mm	FL5407 les 100	FL5307 les 100	FL5207 les 100
Ø 185 mm	FL5408 les 100	FL5308 les 100	FL5208 les 100
Ø 210 mm	FL5409 les 100	FL5309 les 100	FL5209 les 100
Ø 240 mm	FL5410 les 100	FL5310 les 100	FL5210 les 100
Ø 400 mm	FL5412 les 100	-	-


Papiers-filtres durcis quantitativs pour solutions acides ou alcalines en feuilles



- spécialement traités pour des applications en milieux acides et alcalins
- filtration sous vide ou sous pression, filtration sur entonnoir de Büchner, etc.

vitesse	moyenne
grade	QT53 (=540 Whatman)
épaisseur	200 µm
poids	84 g/m ²
temps de filtration	55 sec
porosité	14 à 18 µm
580 x 580 mm	FL5225 les 100

Papiers-filtres durcis quantitativs pour solutions acides ou alcalines disques plissés



- spécialement traités pour des applications en milieux acides et alcalins
- filtration sous vide ou sous pression, filtration sur entonnoir de Büchner, etc.

vitesse	moyenne	rapide
grade	QT53 (=540 Whatman)	QT51 (=541 Whatman)
épaisseur	200 µm	200 µm
poids	84 g/m ²	84 g/m ²
temps de filtration	55 sec	9 sec
porosité	14 à 18 µm	25 à 30 µm
Ø 150 mm	FL5223 les 100	-
Ø 240 mm	FL5224 les 100	-
Ø 400 mm	-	FL5221 les 100
Ø 500 mm	-	FL5222 les 100