


Lampes LED grande surface Lina et Floraled



- lumière vive et blanche proche de la lumière du jour, sans production d'UV ou d'infrarouge
- éclairage homogène d'une grande surface
- bras flexible semi-rigide
- surfaces lisses : nettoyage et désinfection faciles
- coloris blanc
- interrupteur classique ou sans contact, modèle avec variateur d'intensité
- fixation directe par 4 vis
- autres dispositifs de fixation en option, page suivante

| puissance                                                          | Floraled                       | Lina                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| puissance                                                          | 8,4 W / 840 lumens             | 17 W / 1440 lumens             |
| température de couleur                                             | 4500°K                         | 6000°K                         |
| Indice Rendu de Couleur (IRC)                                      | IRC 95/100                     | IRC 95/100                     |
| longévité des ampoules                                             | 50 000 heures                  | 50 000 heures                  |
| isolation                                                          | classe II                      | classe II                      |
| dimensions tête de la lampe                                        | 104 x 229 mm                   | Ø 25 x 500 mm                  |
| dimensions base de la lampe                                        | Ø 69 x h115 mm                 | Ø 69 x 115 mm                  |
| surface éclairée à 30 / 50 / 100 cm                                | 15 x 10 / 25 x 20 / 40 x 40 cm | 45 x 30 / 70 x 60 / 90 x 80 cm |
| Lux à 30 / 50 / 100 cm                                             | 33 000 / 13 000 / 3 500 Lux    | 20 000 / 8 000 / 2 000 Lux     |
| longueur du bras flexible                                          | 650 ou 1000 mm                 | 650 ou 1000 mm                 |
| poids                                                              | 1,5 kg                         | 1,5 kg                         |
| alimentation                                                       | 230 V câble 3 m                | 230 V câble 3 m                |
| Lampes avec interrupteur classique                                 |                                |                                |
| Lampes sur flexible 650 mm                                         | SX1410                         | SX1810                         |
| Lampes sur flexible 1000 mm                                        | SX1210                         | SX1910                         |
| Lampes avec interrupteur sans contact, à détecteur IR (InfraRouge) |                                |                                |
| Lampes sur flexible 650 mm                                         | SX1415                         | SX1811                         |
| Lampes sur flexible 1000 mm                                        | SX1211                         | SX1911                         |
| Lampes avec variateur d'intensité                                  |                                |                                |
| Lampes sur flexible 650 mm                                         | -                              | SX1812                         |
| Lampes sur flexible 1000 mm                                        | -                              | SX1912                         |

## Dispositifs de fixation en option pour les lampes LID

## Équerre murale



- en aluminium laqué

| référence | Prix HT |
|-----------|---------|
| SX14030   |         |

## Étau simple



- aluminium laqué noir
- ouverture maximale Ø 750 mm

| référence | Prix HT |
|-----------|---------|
| SX14020   |         |

## Étau universel



- pour rails médicaux et tubes en aluminium avec plaque support

| référence | Prix HT |
|-----------|---------|
| SX14050   |         |

## Étau pour rails médicaux



- aluminium microbillé
- ouverture maximale 60 mm

| référence | Prix HT |
|-----------|---------|
| SX14052   |         |

## Pieds roulants

## Pied roulant télescopique standard

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 3,3 à 4 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

## Pied roulant télescopique lesté

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 5,1 à 5,8 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

| modèle                                     | référence | Prix HT |
|--------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Pied roulant télescopique standard</b>  |           |         |
| ped roulant télescopique standard - 3,3 kg | SX14600   |         |
| ped roulant télescopique standard - 3,7 kg | SX14650   |         |
| ped roulant télescopique standard - 4 kg   | SX9107    |         |
| <b>Pied roulant télescopique lesté</b>     |           |         |
| ped roulant télescopique lesté - 5,1 kg    | SX14658   |         |
| ped roulant télescopique lesté - 5,5 kg    | SX14660   |         |
| ped roulant télescopique lesté - 5,8 kg    | SX9107L   |         |



## Bras muraux

## Bras mural



## Bras mural articulé



- en acier laqué époxy blanc
- déport de lampe jusqu'à 400 mm du mur ou 800 mm avec le bras articulé

| référence            | Prix HT |
|----------------------|---------|
| SX14042 <sup>1</sup> |         |
| SX14040 <sup>2</sup> |         |

## Plaques d'adaptation

## Tube centré



- tube centré Ø 16 mm
- longueur 55 mm

## Tube excentré



- tube excentré Ø 16 mm
- longueur 80 mm

| modèle        | référence | Prix HT |
|---------------|-----------|---------|
| Tube centré   | SX14032   |         |
| Tube excentré | SX14034   |         |

## Plaque d'adaptation sur bras 40 cm



- en acier laqué époxy blanc
- longueur : 400 mm

| référence | Prix HT |
|-----------|---------|
| SX14036   |         |

## Socle lourd de table



- en acier laqué époxy blanc
- poids : 1;5 kg
- taille : Ø 220 mm

| référence | Prix HT |
|-----------|---------|
| SX14010   |         |

## Bras articulé



- en acier laqué époxy blanc
- bras de 600 mm
- rotation de la lampe à 360°
- à visser sur la partie verticale d'un meuble

| référence | Prix HT |
|-----------|---------|
| SX14044   |         |