

Lampes LED articulée Bella et Bella lumax



- 12 x LEDs très haute performance
- faisceau concentré 10°
- lumière vive et blanche sans UV ou infrarouge
- surfaces lisses : nettoyage et désinfection faciles
- coloris blanc
- interrupteur classique ou sans contact
- modèles double intensité : un deuxième interrupteur sur la tête de la lampe permet d'allumer 50% ou 100% des LED.
- tête rotative à 360° avec poignée directionnelle
- bras flexible semi-rigide, fixation directe par 4 vis, autres fixations en option (page suivante)

modèle	Bella	Bella Lumax
consommation / puissance	13 W / 1680 Lumens	18 W / 2300 Lumens
température de couleur	4500°K	4500°K
Indice Rendu de Couleur	IRC 95/100	IRC 95/100
isolation	Classe II	Classe II
dimensions tête de la lampe	160 x 130 mm	160 x 130 mm
surface éclairée à 30 / 50 / 100 cm	Ø 10 / Ø 13 / Ø 20 cm	Ø 15 / Ø 20 / Ø 30 cm
éclairage à 30 / 50 / 100 cm	210 000 / 120 000 / 33 000 Lux	240 000 / 160 000 / 44 000 Lux
longévité des ampoules	50 000 heures min.	50 000 heures min.
longueur du bras flexible	700 mm	700 mm
dimensions base de la lampe	Ø 69 x h115 mm	Ø 69 x h115 mm
poids	2,3 kg	2,3 kg
alimentation	230 V - câble 3 m.	230 V - câble 3 m.

Lampes avec interrupteur classique

Lampes standard	SX1010	SX1014
Lampes double intensité	SX1011	SX1017

Lampes avec interrupteur sans contact, à détecteur IR (InfraRouge)

Lampes standard	SX1015	SX1018
Lampe double intensité	SX1016	SX1019

Lampes LED articulées Julia double faisceau



Sélection rapide du faisceau focalisé ou large



- double faisceau : focalisé (10°) ou large (25°), passage de l'un à l'autre par un interrupteur
- durée de vie des LED 50 000 h minimum
- lumière vive et blanche sans UV ou infrarouge
- surfaces lisses : nettoyage et désinfection faciles
- coloris blanc
- flexible semi-rigide, fixation directe par 4 vis, autres fixations en option (page suivante)

modèle	Julia
puissance	6,5 W / 740 Lumens
température couleur	4500°K
IRC	IRC 95/100
isolation	classe II
dim. tête de la lampe	11 x 10 cm
surface éclairée à 30 / 50 / 100 cm	focalisé (10°) : Ø 8 / 15 / 25 cm large (25°) : Ø 15 / 25 / 35 cm
éclairage à 30 / 50 / 100 cm	focalisé (10°) : 110 000 / 45 000 / 12 000 lux large (25°) : 30 000 / 11 000 / 3 000 lux
dim. base de la lampe	Ø 69 x h115 mm
poids	1,5 kg
longueur de câble d'alimentation	3 m.
Lampe LED, bras flexible 650 mm	SX530
Lampe LED, bras flexible 1140 mm	SX532

Dispositifs de fixation en option pour les lampes LID

Équerre murale



- en aluminium laqué

référence	Prix HT
SX14030	

Étau simple



- aluminium laqué noir
- ouverture maximale Ø 750 mm

référence	Prix HT
SX14020	

Étau universel



- pour rails médicaux et tubes en aluminium avec plaque support

référence	Prix HT
SX14050	

Étau pour rails médicaux



- aluminium microbillé
- ouverture maximale 60 mm

référence	Prix HT
SX14052	

Pieds roulants

Pied roulant télescopique standard

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 3,3 à 4 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

Pied roulant télescopique lesté

- en acier laqué, 5 roulettes, poids de 5,1 à 5,8 kg, hauteur 400 à 1300 mm, Ø 53 mm

modèle	référence	Prix HT
Pied roulant télescopique standard		
ped roulant télescopique standard - 3,3 kg	SX14600	
ped roulant télescopique standard - 3,7 kg	SX14650	
ped roulant télescopique standard - 4 kg	SX9107	
Pied roulant télescopique lesté		
ped roulant télescopique lesté - 5,1 kg	SX14658	
ped roulant télescopique lesté - 5,5 kg	SX14660	
ped roulant télescopique lesté - 5,8 kg	SX9107L	



Bras muraux

Bras mural



Bras mural articulé



- en acier laqué époxy blanc
- départ de lampe jusqu'à 400 mm du mur ou 800 mm avec le bras articulé

référence	Prix HT
SX14042 ¹	
SX14040 ²	

Plaques d'adaptation

Tube centré



- tube centré Ø 16 mm
- longueur 55 mm

Tube excentré



- tube excentré Ø 16 mm
- longueur 80 mm

modèle	référence	Prix HT
Tube centré	SX14032	
Tube excentré	SX14034	

Plaque d'adaptation sur bras 40 cm



- en acier laqué époxy blanc
- longueur : 400 mm

référence	Prix HT
SX14036	

Socle lourd de table



- en acier laqué époxy blanc
- poids : 1,5 kg
- taille : Ø 220 mm

référence	Prix HT
SX14010	

Bras articulé



- en acier laqué époxy blanc
- bras de 600 mm
- rotation de la lampe à 360°
- à visser sur la partie verticale d'un meuble

référence	Prix HT
SX14044	