

Micropipettes Proline® volume variable

- Biohit série
- **garantie 2 ans**

- déplacement amorti du piston : pipetage agréable y compris avec l'utilisation de gants, le liquide est aspiré et rejeté à vitesse constante
- affichage numérique du réglage du volume
- isolation thermique de la poignée
- éjecteur de pointe intégré
- légères : 84 g
- filtre SafeCone : chaque pipette incorpore un filtre de protection qui empêche les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette (sauf modèles 2,5 µl et 10 µl), filtres de rechange en option, sur demande
- chaque pipette est testée individuellement et subit un contrôle de qualité gravimétrique rigoureux et informatisé
- micropipettes livrées complètes avec certificat individuel



volume	incréments	exactitude (au volume min / max)	reproductibilité	filtre	référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume variable						
0,1 à 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% ⁽¹⁾ / ±2,5%	±6,0% ⁽¹⁾ / ±2,00%	-	BHX0001	
0,5 à 10 µl	0,10 µl	±2,5% ⁽²⁾ / ±1,0%	±1,5% ⁽²⁾ / ±0,80%	-	BHX0010	
2,0 à 20 µl	0,50 µl	±3,0% / ±0,9%	±2,0% / ±0,40%	B	BHX0020	
5,0 à 50 µl	0,50 µl	±2,0% / ±0,6%	±2,0% / ±0,30%	B	BHX0050	
10 à 100 µl	1,00 µl	±3,0% / ±0,8%	±1,0% / ±0,20%	C	BHX0100	
20 à 200 µl	1,00 µl	±2,5% / ±0,6%	±0,8% / ±0,20%	C	BHX0201	
100 à 1000 µl	5,00 µl	±2,0% / ±0,6%	±0,7% / ±0,20%	D	BHX1001	
1000 à 5000 µl	50,00 µl	±0,7% / ±0,5%	±0,3% / ±0,20%	E	BHX5000	
micropipettes 8 canaux à volume variable						
0,5 à 10 µl	0,10 µl	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	-	BHM8010	
5 à 50 µl	0,50 µl	±3,0% / ±1,00%	±2,0% / ±0,50%	A	BHM8050	
50 à 300 µl	5,00 µl	±1,5% / ±0,70%	±0,8% / ±0,25%	A	BHM8300	
micropipettes 12 canaux à volume variable						
0,5 à 10 µl	0,10 µl	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,00%	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	-	BHM0010	
5 à 50 µl	0,50 µl	±3,0% / ±1,50%	±2,0% / ±0,50%	A	BHM0051	
50 à 300 µl	5,00 µl	±1,5% / ±0,70%	±0,8% / ±0,25%	A	BHM0300	
accessoires						
portoir pour une pipette			1		PS9101	
portique			2		PS9110	
portoir carrousel pour 6 pipettes			3		PS9106	

⁽¹⁾ Exactitude / reprod. pour volume 0,25 µl. ⁽²⁾ Exactitude / reprod. volume 1 µl.

Filtres en polyéthylène

- empêchent l'entrée de liquides et vapeurs dans les composants internes de la micropipette
- filtres Plus : protection supérieure pour travaux tels que radioactivité, culture cellulaire, bactériologie, virologie, etc.

filtres	Ø mm	filtres Standard (les 50)	filtres Plus (les 50)
A	Ø 1,83 mm	PS9400	-
B	Ø 2,51 mm	PS9401	PS9405
C	Ø 3,15 mm	PS9402	PS9406
D	Ø 5,33 mm	PS9403	PS9407
E	Ø 6,73 mm	PS9404	PS9408