

Trousse de premiers secours

contenu :

- 1 paire de ciseaux
- 1 pince
- 1 paire de gants en latex
- pansements extensibles autocollants :
8 pansements 2 x 7,5 cm et
4 pansements 1 x 4 cm
- compresses 7,5 x 7,5 cm : 4 alcoolisées, 5 stériles
- 2 bandes flexibles : 5 cm et 10 cm
- 2 bandages triangulaires
- 4 lingettes antiseptiques
- 10 cotons-tiges / Sparadrap



	Trousse de premier secours
dimensions	225 x 170 x 35 mm
poids	195 g
trousse	CMX801

Ethylotest digital - Norme NF

- mesure par analyse du souffle direct
- capteur semi-conducteur à haute sélectivité combiné à un contrôleur de souffle
- écran digital LED
- conforme à la norme NF EN16280
- livré avec un étui souple, 6 embouts individuels avec un clapets anti-retour et les piles



	Ethylotest digital
plage de mesure	0,00 à 0,50mg/l d'air expiré puis message d'alerte "OL"
précision	±0,025 mg/l à 0,50mg/l, puis ± 20%
résolution	0,01 mg/l de 0,05 à 0,49 mg/l d'air expiré
calibrage	tous les 8 mois ou toutes les 500 mesures
temps de réponse	15 secondes de préchauffage 5 à 10 secondes de mesure 10 secondes de purge du capteur (remise à zéro)
dimensions / poids	108 x 47 x 17 mm / 200 g
alimentation	2 piles AAA
ethylotest	AZ1471039
lot de 20 embouts	AZ1471021