

Aspiration des surnageants après centrifugation, des liquides pour élimination, des solutions de lavage, des milieux de culture, etc.

## Système d'aspiration de liquide 2 litres avec régulateur d'aspiration EcoVac®

- flacon collecteur et embout d'aspiration autoclavables
- 2 modes d'aspiration : manuel ou continu, basculement facile par un bouton sur l'embout d'aspiration
- réglage du débit d'aspiration, avec échelle lumineuse
- connecteurs à fermeture clipsable sur le bouchon du flacon collecteur : installation rapide et prévention des fuites
- support pour transférer la bouteille en toute sécurité et maintenir l'embout d'aspiration
- compacts : utilisables dans un PSM
- livrés avec flacon et embout d'aspiration
- à compléter par des aiguilles ou adaptateurs pour pointes, en option



1

vide limite absolu	vide réglable de 1 à 500 mbar	
vitesse d'aspiration de l'air	1 à 15 l/min.	
débit d'aspiration du liquide	0 à 17 ml/sec	
capacité bouteille de collecte	2000 ml 1000 ml en option	
dimensions (avec bouteille de collecte) / poids	180 x 240 x h340 mm / 2,8 kg	
alimentation	230 V - 50 Hz	
Système d'aspiration EcoVac®	1	LM2185 631,00 €
Accessoires		
aiguille monocanale Ø 1,5 mm, 40 mm	2	LM2101 6,01 €
aiguille monocanale Ø 1,5 mm, 120 mm	3	LM2102 6,01 €
aiguille 8 canaux Ø 1,5 mm	4	LM2103 21,10 €
aiguille monocanale Ø 2,5 mm, 40 mm	5	LM2104 6,01 €
aiguille monocanale Ø 2,5 mm, 120 mm	6	LM2105 6,01 €
adaptateur monocanal pour pointes 200 µl	7	LM2106 4,51 €
adaptateur 8 canaux pour pointes 200 µl	8	LM2107 9,01 €
adaptateur monocanal pour pointes 1 ml	9	LM2108 7,51 €
filtre seringue hydrophobe 0,45 µm		LM2109 63,10 €
bouteille de collecte 2 litres de rechange		LM2192 63,10 €
bouteille de collecte 1 litre (avec adaptateur)		LM2191 63,10 €

## Système d'aspiration de liquide 4 litres avec régulateur d'aspiration et indicateur de niveau SafeVac®

- flacon collecteur et embout d'aspiration autoclavables
- 2 modes d'aspiration : manuel ou continu, basculement facile par un bouton sur l'embout d'aspiration
- réglage du débit d'aspiration, avec échelle lumineuse
- connecteurs à fermeture clipsable sur le bouchon du flacon collecteur : installation rapide et prévention des fuites
- support pour transférer la bouteille en toute sécurité et maintenir l'embout d'aspiration
- détecteur de niveau : évite tout débordement du flacon collecteur (modèle SafeVac® uniquement)
- compacts : utilisables dans un PSM



1

- livrés complet avec flacon, embout d'aspiration, 2 aiguilles Ø 1,5 mm (longueurs 40 et 120 mm), 2 aiguilles Ø 2,5 mm (longueurs 40 et 120 mm), 2 aiguilles 8 canaux (Ø 1,5 et Ø 2,5 mm), 2 adaptateurs pour pointes (200 µl et 1 ml)
- aiguilles et adaptateurs de rechange en option

vide limite absolu	vide réglable de 1 à 600 mbar	
vitesse d'aspiration de l'air	1 à 15 l/min.	
débit d'aspiration du liquide	0 à 17 ml/sec	
capacité bouteille de collecte	4000 ml	
dimensions (avec bouteille de collecte) / poids	180 x 240 x h450 mm / 3 kg	
alimentation	230 V - 50 Hz	
Système d'aspiration SafeVac®	1	LM2180
Accessoires de rechange		
aiguille monocanale Ø 1,5 mm, 40 mm	2	LM2101 6,01 €
aiguille monocanale Ø 1,5 mm, 120 mm	3	LM2102 6,01 €
aiguille 8 canaux Ø 1,5 mm	4	LM2103 21,10 €
aiguille monocanale Ø 2,5 mm, 40 mm	5	LM2104 6,01 €
aiguille monocanale Ø 2,5 mm, 120 mm	6	LM2105 6,01 €
adaptateur monocanal pour pointes 200 µl	7	LM2106 4,51 €
adaptateur 8 canaux pour pointes 200 µl	8	LM2107 9,01 €
adaptateur monocanal pour pointes 1 ml	9	LM2108 7,51 €
filtre seringue hydrophobe 0,45 µm		LM2109 63,10 €
bouteille de collecte 4 litres de rechange		LM2194 109,00 €