



Stations lave-œil ouvertes avec flacons de solution de chlorure de sodium

► premier-soin oculaire en cas de projection d'impuretés dans les yeux

certification
CE DM 2017/745



référence	Prix HT
Stations 1 flacon	
SR4611 Station avec 1 flacon x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium	
SR4802 Station avec 1 flacon x 1000 ml DUO de solution stérile Chlorure de Sodium	
Stations 2 flacons	
SR4694 Station avec 2 flacons x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium	
SR4708 Station avec 2 flacons x 1000 ml de solution stérile Chlorure de Sodium	

- stations murales en PVC résistant
- pictogrammes clairs
- miroir
- accès aux soins facile et immédiat en cas d'accident oculaire dans les environnements peu exposés à la poussière
- livrées avec vis et chevilles, montage simple


Contenu :

- 1 ou 2 flacons de solution stérile 0,9% de chlorure de sodium, similaire aux sécrétions de l'œil humain, en flacon standard avec une œillère et un capuchon anti-poussière, ou en flacon DUO à deux œillères, pour le rinçage simultané des deux yeux

Stations lave-œil ouvertes combinées avec solution chlorure de sodium et solution pH neutre

► premier-soin oculaire en cas de projection d'impuretés dans les yeux et d'accident chimique

certification
CE DM 2017/745



référence	Prix HT
Stations 1 flacon	
SR4770 Station contenant : 1 flacon x 200 ml de solution pH neutre + 1 flacon x 500 ml de solution stérile Chlorure de Sodium	
SR4803 Station contenant 1 flacon DUO x 500 ml de solution pH neutre + 1 flacon DUO x 1000 ml de solution stérile Chlorure de Sodium	

- stations murales en PVC résistant
- pictogrammes clairs
- miroir
- accès aux soins facile et immédiat en cas d'accident oculaire dans les environnements peu exposés à la poussière
- livrées avec vis et chevilles, montage simple

Contenu :

- 2 flacons : 1 flacon de solution stérile 0,9% de chlorure de sodium, similaire aux sécrétions de l'œil humain et 1 flacon de solution pH neutre stérile, tampon phosphate à 4,9%, composé de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain
- en flacon standard avec une œillère et un capuchon anti-poussière, ou en flacon DUO à deux œillères, pour le rinçage simultané des deux yeux