

Réfrigérateurs professionnels 140 à 550 litres

 +2 à +15°C

 froid ventilé

 porte pleine ou vitrée


1



2



3



4

- précision : ±5°C à +5°C (non garantie)
- régulation électronique ou mécanique (thermostat) sur le bandeau
- thermomètre à affichage digital sur bandeau ou porte avec maintien d'affichage en cas de coupure de courant
- cuve en PS thermoformé lisse, coins arrondis, contre-porte plane, nettoyage facile
- carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
- armoires ventilées : ventilation continue permettant d'obtenir un abaissement rapide et uniforme de la température
- arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte
- éclairage LED
- alarme ouverture de porte et de température
- dégivrage automatique
- évaporateur grande surface, excellente répartition du froid
- fluide réfrigérant écologique R600a
- pieds avant réglables en hauteur
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- porte à rappel automatique et serrure
- grilles en acier plastifié
- joint de porte magnétique clipsable
- classe climatique : fonctionne en ambiance +10°C à +40°C (porte pleine) ou +10°C à +32°C (porte vitrée)

capacité brute	141 litres	327 litres	377 litres	544 litres
capacité utile	130 litres	250 litres	286 litres	432 litres
température	+2 à +15°C	+2 à +15°C	+2 à +15°C	+2 à +15°C
régulation	électronique	thermostat mécanique	thermostat mécanique	thermostat mécanique
affichage température	LCD	LCD	LCD	LCD
refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé	ventilé
variation hygrométrie	65 à 75 % HR			
type	grille acier plastifié	grille acier plastifié	grille acier plastifié	grille acier plastifié
nombre livrés / max.	3 / 11	4 / 30	5 / 35	4 / 30
plateaux				
dim. utiles	441 x 425 mm	498 x 425 mm	498 x 425 mm	645 x 550 mm
écartement	32 mm	30 mm	30 mm	30 mm
charge / totale	45 / 80 kg	45 / 180 kg	45 / 225 kg	60 / 240 kg
dimensions internes (lxpxh)	441 x 439 x h667 mm	475 x 423 x h1459 mm	475 x 423 x h1659 mm	625 x 539 x h1459 mm
dimensions externes (lxpxh)	600 x 615 x h830 mm	597 x 654 x h1684 mm	597 x 654 x h1884 mm	747 x 769 x h1684 mm
poids brut / net porte pleine	37 / 35 kg	62 / 57 kg	68 / 62 kg	80 / 74 kg
poids brut / net porte vitrée	43 / 41 kg	77 / 72 kg	84 / 78 kg	99 / 92 kg
puissance - conso. (porte pleine)	100 W - 255 kWh/an	130 W - 370 kWh/an	140 W - 390 kWh/an	150 W - 380 kWh/an
puissance - conso. (porte vitrée)	100 W - 329 kWh/an	160 W - 525 kWh/an	180 W - 560 kWh/an	200 W - 530 kWh/an
Réfrigérateurs porte pleine	réf. LIEBHERR	FKUv 1610 X	MRFVD 3501 WX	MRFVD 4001 WX
	RR1400 1	RR3410 1	RR3420 3	RR3430 5
Réfrigérateurs porte vitrée	réf. LIEBHERR	FKUv 1613 X	MRFVD 3511 WX	MRFVD 4011 WX
	RR1405 2	RR3415 2	RR3425 4	RR3435 6
accessoires et options				
grille supplémentaire	RR1113	RR3401	RR3401	RR3402
enregistreur à disque	RR3014	RR3414	RR3414	RR3414
passage Ø 15 mm pour sonde GTC	RR3009	RR3009	RR3009	RR3009