

# CASSETTES ET MOULES A INCLUSION

## Tampons en mousse pour biopsie



- mousse de polyuréthane
- les échantillons de biopsie placés dans des capsules ou des cassettes, sont maintenus entre deux tampons de mousse
- mousse homogène et uniforme : optimisation du flux du solvant
- résistent à des température de -40 à 121°C

dimensions	référence	Prix HT
<b>tampons carrés pour cassettes</b>		
30,2x25,4x2mm	<b>DS4761</b> les 1000	
<b>tampons ronds pour capsules</b>		
Ø 28xh5mm	<b>DS4762</b> les 1000	
Ø 38xh10mm	<b>DS4763</b> les 1000	

## Moules d'inclusion en PVC



- jetables ou réutilisables
- excellent échange thermique
- intérieure lisse
- coins arrondis

dimensions	référence	Prix HT
7 x 7 x h5 mm	<b>DS4751</b> les 1000	
15 x 15 x h5 mm	<b>DS4752</b> les 1000	
24 x 24 x h5 mm	<b>DS4753</b> les 1000	
30 x 24 x h5 mm	<b>DS4754</b> les 1000	
37 x 24 x h5 mm	<b>DS4755</b> les 1000	

## Moules d'inclusion profonds en PVC



- profondeur : 10 mm
- à usage unique
- excellent échange thermique
- intérieure lisse
- coins arrondis

capacité	dimensions	référence	Prix HT
5 ml	37x24xh10mm	<b>DS4750</b> les 500	

## Moules de base en acier inoxydable



- acier inoxydable
- excellent échange thermique
- surface polie
- coins arrondis

dimensions (L x l x p)	référence	Prix HT
7 x 7 x h5 mm	<b>DS4741</b> les 12	
15 x 15 x h5 mm	<b>DS4742</b> les 12	
24 x 24 x h5 mm	<b>DS4743</b> les 12	
30 x 24 x h5 mm	<b>DS4744</b> les 12	
37 x 24 x h5 mm	<b>DS4745</b> les 12	

## Moules d'inclusion acier inox recouvert Téflon®



- moules acier inox recouverts de Téflon® : **les blocs de paraffine n'adhèrent pas au moule et sont ainsi facilement retirés**
- pour cassettes standard 40 x 23 mm

dimensions (L x l x p)	référence	Prix HT
24 x 24 x h5 mm	<b>M2424</b> les 5	

## Moules d'inclusion en polystyrène



**i** Moules à usage unique en matière plastique.

- usage unique
- **aucun risque de contamination** : inclusion de chaque fragment tissulaire dans son moule individuel
- peuvent être découpés en moules individuels
- stockage très peu encombrant car les plaques peuvent être superposées
- température maxi de la cire : 90°C
- vendus par lot de 125 plaques de 5 moules

dimensions (L x l x p)	référence	Prix HT
7 x 7 x h5 mm	<b>MP77</b> les 125	
15 x 15 x h5 mm	<b>MP1515</b> les 125	
24 x 24 x h5 mm	<b>MP2424</b> les 125	
30 x 24 x h5 mm	<b>MP3024</b> les 125	
37 x 24 x h5 mm	<b>MP3724</b> les 125	