

CLASSEURS

Classeurs de lames et blocs métalliques superposables

- pour lames, blocs de paraffine
- construction métallique très robuste
- tous les modèles sont superposables



- les classeurs LMR® permettent un classement idéal pour lames, blocs de paraffine, diapositives, cassettes et anneaux d'inclusion, etc.
- construits entièrement en **acier**, ils sont d'une grande robustesse et assurent une protection totale contre la poussière et le milieu extérieur
- tous les classeurs sont **parfaitement superposables** et peuvent être placés sur un socle
- **tiroirs** à glissières latérales
- ouverture et fermeture des tiroirs en toute sécurité

Classeurs et tiroirs

- corps du classeur en métal couleur blanc
- corps du tiroir en plastique dur ABS ou en métal
- façade du tiroir colorée, amovible avec une tirette en plastique et un logement porte-étiquette

Accessoires

- les socles et les couvercles sont universels à tous les classeurs
- ressort en option permettant d'insérer les lames entre chaque spire afin de séparer chaque préparation

tiroirs	lames	tiroirs plastique ou métal	façade	référence	Prix HT
classeurs métalliques pour lames (dimensions 490 x 490 x h140 mm / 13 kg)					
14 tiroirs	5000 lames	tiroirs métalliques	ivoire	R0540	2
classeurs métalliques pour blocs (dimensions 490 x 490 x h72 mm / 10 kg)					
14 tiroirs	850 blocs	tiroirs métalliques	ivoire	R4192	3
7 tiroirs	850 blocs	tiroirs métalliques pour macro cassettes	ivoire	R4192M	
accessoires					
Couvercle universel, couleur ivoire				R0548	1
Socle universel, couleur ivoire				R0549	4
Ressort de séparation des lames				R0541	