

certification  
CE IVD 98/79

## Cassettes d'inclusion à fentes Simport®

### Histosette®



- 128 fentes sur la base et le couvercle

### Unisette®



- 128 fentes sur la base et le couvercle
- couvercle avec levier décentré

### Slimsette®




- 114 fentes de 1 x 5 mm
- empilables
- gain de place avec le couvercle encastré pré-fixé, facile à soulever
- dim : 41 x 28,5 x h6 mm

### Macrosette®




- 128 fentes sur la base et le couvercle
- zone de marquage devant et sur trois côtés
- dim : 40,1 x 28,5 x h13 mm

- cassettes en polymère acétal
- résistantes aux solvants histologiques
- jetables
- dispositif de verrouillage du couvercle sécurisé : maintien et protection de l'échantillon
- couvercle facilement détachable
- charnières solides supportant de nombreuses manipulations
- zone de marquage inclinée, à l'avant
- fentes favorisant le drainage et l'échange de fluide
- certains modèles peuvent être utilisés avec des imprimantes automatisées
- 11 couleurs attrayantes




1

2



ouverture du couvercle




identification  
sur la zone inclinée



insertion  
de l'échantillon




mise en place du couvercle  
et verrouillage



détachement  
du couvercle


Histosette®



Unisette®



Slimsette®



Macrosette®



modèles	Histosette® 30	Histosette® 45	Unisette®	Slimsette®	Slimsette® 4	Macrosette®
inclinaison zone de marquage	30°	45°	35°	35°	35°	45°
compartiments	1 compartiment	1 compartiment	1 compartiment	1 compartiment	4 compartiments	1 compartiment
dim. compartiment(s)	30 x 25 mm	30 x 25 mm	30 x 25 mm	27 x 25 mm	13 x 13 mm	27 x 25 mm
fentes	128 fentes	128 fentes	128 fentes	114 fentes	114 fentes	128 fentes

Cassettes seules

blanc	DS490W les 500	DS498W les 500	DS505W les 500	DS509W les 500	DS511W les 500	DS512W les 750
rose	DS490R les 500	DS498R les 500	DS505R les 500	DS509R les 500	DS511R les 500	-
vert	DS490V les 500	DS498V les 500	DS505V les 500	DS509V les 500	DS511V les 500	-
jaune	DS490J les 500	DS498J les 500	DS505J les 500	DS509J les 500	DS511J les 500	-
bleu	DS490B les 500	DS498B les 500	DS505B les 500	DS509B les 500	DS511B les 500	-
pêche	DS490P les 500	DS498P les 500	DS505P les 500	DS509P les 500	DS511P les 500	-
beige	DS490E les 500	DS498E les 500	DS505E les 500	DS509E les 500	DS511E les 500	-
gris	DS490G les 500	DS498G les 500	DS505G les 500	DS509G les 500	DS511G les 500	-
mauve	DS490M les 500	DS498M les 500	DS505M les 500	DS509M les 500	DS511M les 500	-
orange	DS490O les 500	DS498O les 500	DS505O les 500	DS509O les 500	DS511O les 500	-
vert d'eau	DS490T les 500	DS498T les 500	DS505T les 500	DS509T les 500	DS511T les 500	-

Manchons : 40 cassette pour imprimante Leika et Sakura [1]

blanc	-	-	DT505W les 25	DT509W les 50	-	-
rose	-	-	DT505R les 25	DT509R les 50	-	-
vert	-	-	DT505V les 25	DT509V les 50	-	-
jaune	-	-	DT505J les 25	DT509J les 50	-	-
bleu	-	-	DT505B les 25	DT509B les 50	-	-
pêche	-	-	DT505P les 25	DT509P les 50	-	-
beige	-	-	DT505E les 25	DT509E les 50	-	-
gris	-	-	DT505G les 25	DT509G les 50	-	-
mauve	-	-	DT505M les 25	DT509M les 50	-	-
orange	-	-	DT505O les 25	DT509O les 50	-	-
vert d'eau	-	-	DT505T les 25	DT509T les 50	-	-

Manchons : 75 cassette pour imprimante EpreDia PrintMate ASTM [2]

blanc	-	-	-	DL509W les 10	-	-
rose	-	-	-	DL509R les 10	-	-
vert	-	-	-	DL509V les 10	-	-
jaune	-	-	-	DL509J les 10	-	-
bleu	-	-	-	DL509B les 10	-	-
pêche	-	-	-	DL509P les 10	-	-
beige	-	-	-	DL509E les 10	-	-
gris	-	-	-	DL509G les 10	-	-
mauve	-	-	-	DL509M les 10	-	-
orange	-	-	-	DL509O les 10	-	-
vert d'eau	-	-	-	DL509T les 10	-	-

accessoire

tampons en mousse	DS4761 les 1000	DS4761 les 1000	DS4761 les 1000	-	-	-
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	---	---