


Cassettes Simport® à trous ronds pour biopsie

Histosette®



- 382 orifices carrés 1 x 1 mm sur la base et le couvercle

Unisette®



- 448 orifices carrés sur la base et le couvercle
- couvercle avec levier décentré

Microsette® 1 ou 6 compartiments



- 2000 orifices de Ø 0,26 mm pour maximiser les échanges de fluides
- pas besoin de tampon

Slimsette®




- 392 orifices carrés sur la base et le couvercle
- empilables
- gain de place avec le couvercle encastré pré-fixé, facile à soulever
- dim : 41 x 28,5 x h6 mm

Micromesh® 1 ou 4 compartiments




- 1676 orifices carrés de 0,38 mm
- gain de place avec le couvercle encastré pré-fixé, facile à soulever


- cassettes en polymère acétal
- résistantes aux solvants histologiques
- jetables
- dispositif de verrouillage du couvercle sécurisé
- couvercle facilement détachable
- charnières solides supportant de nombreuses manipulations
- zone de marquage inclinée, à l'avant
- orifices maximisant l'échange de fluide
- certains modèles peuvent être utilisés avec des imprimantes automatisées
- 11 couleurs



ouverture du couvercle




identification
sur la zone inclinée



insertion
de l'échantillon



mise en place du couvercle
et verrouillage




détachement
du couvercle

Histosette®




Uniset®



Microsette®
1 ou 6 compartiments



Slimsette®



Micromesh®
1 ou 4 compartiments



modèles	Histosette® 30	Histosette® 45	Uniset®	Microsette® 1	Microsette® 6	Slimsette®	Micromesh® 1	Micromesh® 4
inclinaison zone de marquage	30°	45°	35°	35°	35°	45°	45°	45°
compartiments	1 compartiment	1 compartiment	1 compartiment	1 compartiment	6 compartiments	1 compartiment	1 compartiment	4 compartiments
dim. compartiment(s)	30 x 25 mm	30 x 25 mm	30 x 25 mm	30 x 25 mm	7 x 12 mm	27 x 25 mm	27 x 27 mm	13 x 13 mm
orifices	382 orifices	382 orifices	448 orifices	2000 orifices	2000 orifices	392 orifices	1676 orifices	1676 orifices
Cassettes seules	les 1500	les 1500	les 500	les 1000	les 1000	les 500	les 250	les 250
blanc	DS491W	DS499W	DS506W	DS502W	DS503W	DS510W	DS507W	DS508W
rose	DS491R	DS499R	DS506R	DS502R	DS503R	DS510R	DS507R	DS508R
vert	DS491V	DS499V	DS506V	DS502V	DS503V	DS510V	DS507V	DS508V
jaune	DS491J	DS499J	DS506J	DS502J	DS503J	DS510J	DS507J	DS508J
bleu	DS491B	DS499B	DS506B	DS502B	DS503B	DS510B	DS507B	DS508B
pêche	DS491P	DS499P	DS506P	DS502P	DS503P	DS510P	DS507P	DS508P
beige	DS491E	DS499E	DS506E	DS502E	DS503E	DS510E	DS507E	DS508E
gris	DS491G	DS499G	DS506G	DS502G	DS503G	DS510G	DS507G	DS508G
mauve	DS491M	DS499M	DS506M	DS502M	DS503M	DS510M	DS507M	DS508M
orange	DS491O	DS499O	DS506O	DS502O	DS503O	DS510O	DS507O	DS508O
vert d'eau	DS491T	DS499T	DS506T	DS502T	DS503T	DS510T	DS507T	DS508T
Manchons 40 cassettes pour imprimante Leika et Sakura 1			les 25	-	-	les 50	les 50	-
blanc			DT506W			DT510W	DT507W	
rose			DT506R			DT510R	DT507R	
vert			DT506V			DT510V	DT507V	
jaune			DT506J			DT510J	DT507J	
bleu			DT506B			DT510B	DT507B	
pêche			DT506P			DT510P	DT507P	
beige			DT506E			DT510E	DT507E	
gris			DT506G			DT510G	DT507G	
mauve			DT506M			DT510M	DT507M	
orange			DT506O			DT510O	DT507O	
vert d'eau			DT506T			DT510T	DT507T	
Manchons 75 cassettes pour imprimantes Eprexia PrintMate AS 2						les 10	les 10	-
blanc						DL510W	DL507W	
rose						DL510R	DL507R	
vert						DL510V	DL507V	
jaune						DL510J	DL507J	
bleu						DL510B	DL507B	
pêche						DL510P	DL507P	
beige						DL510E	DL507E	
gris						DL510G	DL507G	
mauve						DL510M	DL507M	
orange						DL510O	DL507O	
vert d'eau						DL510T	DL507T	
accessoire								
tampons en mousse, les 1000	DS4761	DS4761	DS4761	-	-	-	DS4761	-