


Ensemenceurs stériles à usage unique

Ensemenceurs 1 µl extrémité ronde



- anse : Ø 0,75 mm
- en polystyrène très robuste
- très souple
- extrémité arrondie
- section de forme hexagonale avec rayures pour une préhension optimale
- stériles par rayons gamma
- coloris vert
- emballage plastique par 10 ou 20 unités, double fermeture avec zip étanche



emb.	référence	Prix HT
par 10	LX6112 les 1000	
par 20	LX6113 les 1000	

Ensemenceurs 10 µl extrémité ronde



- anse : Ø 4,1 mm
- en polystyrène très robuste
- très souple
- extrémité arrondie
- section de forme hexagonale avec rayures pour une préhension optimale
- stériles par rayons gamma
- coloris bleu
- emballage plastique par 10 ou 20 unités, double fermeture avec zip étanche



emb.	référence	Prix HT
par 10	LX6115 les 1000	
par 20	LX6116 les 1000	

Ensemenceurs 1 µl extrémité aiguille




- anse : Ø 1,42 mm
- en polystyrène très robuste
- ultra-flexibles
- extrémité aiguille fine pour le comptage des colonies
- section de forme hexagonale creuse pour une préhension optimale
- stériles par rayons gamma
- emballage plastique avec ouverture facile, individuel, par 10 ou par 20 unités



emb.	référence	Prix HT
ind.	LX6011 les 600	
par 10	LX6012 les 1400	
par 20	LX6013 les 2500	

Ensemenceurs 10 µl extrémité aiguille




- en polystyrène très robuste
- ultra-flexibles
- extrémité aiguille fine pour le comptage des colonies
- anse Ø 3,98 mm
- emballage plastique avec ouverture facile, individuel, par 10 ou 20 unités
- section de forme hexagonale creuse pour une préhension optimale
- stérilisation par rayons gamma



emb.	référence	Prix HT
ind.	LX6014 les 600	
par 10	LX6015 les 1400	
par 20	LX6016 les 2500	

Aiguilles d'inoculation



- en polypropylène
- flexibles
- coloris rouge
- stériles par radiation
- emballage plastique par 10 unités

emballage	référence	Prix HT
par 10	LX6688 les 1000	

Étaleurs stériles en L à usage unique



▶ étaleur large : 38 mm

- en polystyrène
- dimensions :
tige : 145 mm
étaleur : 38 mm
- extrémité relevée pour éviter de griffer la surface du milieu de culture
- coloris blanc
- stériles par rayons gamma, en emballage individuel ou par lot de 5

emb.	référence	Prix HT
ind.	AB200510 les 500	
par 5	AB200500 les 1000	