


ENSEMENCEURS

Anses en platine



Ø int. fil	Ø anse	référence	Prix HT
anses platine longueur 40 mm			
Ø 0,5 mm	Ø 1 mm	AP40051	
	Ø 2 mm	AP40052	
	Ø 3 mm	AP40053	
Ø 0,7 mm	Ø 5 mm	AP40055	
	Ø 1 mm	AP40071	
	Ø 2 mm	AP40072	
	Ø 3 mm	AP40073	
	Ø 5 mm	AP40075	

Anses en inox



Ø int. fil	Ø anse	référence	Prix HT
anses longueur 50 mm			
0,6 mm	Ø 1,5 mm	RG1001	
	Ø 2,5 mm	RG1002	
	Ø 4,0 mm	RG1003	
anses longueur 75 mm			
0,6 mm	Ø 1,5 mm	RG1011	
	Ø 2,5 mm	RG1012	
	Ø 4,0 mm	RG1013	

Porte-anses en acier inox



- pour anses Ø 0,6 mm
- 4 coloris de manche pour l'identification

longueur	référence	Prix HT
215 mm	WD5005 les 4	
245 mm	WD5006 les 4	

Porte-anse avec mandrin

- maintien des anses dans le porte-anse par une vis de serrage
- tige en acier inoxydable
- manche en matière plastique PVC

longueur	référence	Prix HT
210 mm	PA	

Porte-anses en aluminium



- tige en aluminium
- manche en plastique

longueur	référence	Prix HT
170 mm	RG1031	
240 mm	RG1032	

