

Compteurs de colonies

schuettbiotec

► Comptage facile, rapide et fiable de colonies

pour boîtes de Pétri	de Ø 50 à 150 mm
comptage	0 à 9999 unités
éclairage	LED
affichage	écran digital
interface	USB
alimentation	230 V - 50/60 Hz
dim. (Lxpxh) / poids	280 x 250 x h130 mm / 1,5 kg
Compteur de colonies	1 ST7100
accessoires	
loupe x3, Ø100 mm avec support	ST7101
loupe x6-8, Ø60 mm avec support	2 ST7102
lampe Led avec support	3 ST7103
adaptateur pour boîte de Pétri Ø 50-60 mm	ST7104
adaptateur pour boîte de Pétri Ø 140-150 mm	ST7105
grille de comptage spiralé, noir et blanc	ST7106
grille de comptage Wolffhügel, noir et blanc	ST7107
aiguille à compter	ST7108
feutre stylo marqueur	ST7109



1

- pour boîtes de Pétri de Ø 50 à 150 mm
- deux sources d'éclairage : en bas et sur le côté, possibilité d'ajouter une lampe pour un éclairage par le haut
- haute transparence des colonies atteinte par la source de lumière LED 4-digit
- pratiquement pas de transfert de chaleur à l'échantillon
- protection IP 30

Compteur de colonies

► connexion USB

- système de comptage par pression à sensibilité réglable
- protection BioCote® : ions argent intégrés dans les composants extérieurs de l'appareil empêchant la prolifération microbienne
- calcul d'une moyenne de comptage
- sélection fond clair / fond sombre
- signal sonore émis à chaque pression (désactivable)
- interface USB pour connexion à une imprimante en option ou à un ordinateur (sans logiciel)
- adaptateur de centrage inclus
- visualisation optimale sans éblouissement
- livré avec deux grilles de Wolffhügel, un câble USB (1 m)

pour boîtes de Pétri	Ø 55 à 90 mm
comptage	0 à 999
éclairage	LED à faible consommation
affichage	écran LED à 3 chiffres
interface	USB
alimentation	230 V - 50 Hz
dimensions (Lxpxh) / poids	310 x 300 x h140 mm / 1,5 kg
Compteur de colonies	COL150
Loupe articulée 1,7x	COL131
Loupe 3x	COL132
Imprimante	SMP301

