

Cryoboîtes LMR® -90°C carton hydrophobe

9 25 81 100
tubes 0,2 à 50 ml

i Imperméables
à l'eau.




- en carton rigide extra blanc recouvert d'un revêtement imperméable à l'eau
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- avec séparateur inclus pré-monté

capacité	dim.	hauteur	référence	Prix HT
100 x microtubes 0,2 ml	130x130mm	h35 mm	BP1901	
100 x microtubes 0,5 ml	130x130mm	h35 mm	BP1902	
81 x micro/cryotubes 1,2 à 2,0 ml	130x130mm	h50 mm	BP1935	
81 x cryotubes 3 à 4 ml	130x130mm	h75 mm	BP1938	
81 x cryotubes 5 ml	130x130mm	h90 mm	BP1939	
25 x tubes Falcon® 15 ml (Ø 17 mm)	130x130mm	h127 mm	BP1955	
9 x tubes Falcon® 50 ml (Ø 30 mm)	130x130mm	h127 mm	BP1956	

Cryoboîtes LMR® -90°C carton hydrophobe séparateurs au choix

49 64 81 100
tubes 0,2 à 10 ml

i Imperméables à l'eau.



- en carton rigide extra blanc recouvert d'un revêtement imperméable à l'eau
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- boîtes à compléter par un séparateur au choix
- les séparateurs conviennent pour toutes les boîtes haut. 50, 75 ou 95 mm

capacité	dim.	hauteur	référence	Prix HT
boîtes SANS séparateurs				
boîte sans séparateur haut.50 mm	130x130 mm	h50 mm	BP1001	
boîte sans séparateur haut.75 mm	130x130 mm	h75 mm	BP1002	
boîte sans séparateur haut.95 mm	130x130 mm	h95 mm	BP1003	
séparateurs au choix				
séparateur 49 divisions 16x16 mm	tubes jusqu'à 10 ml		BP1010	
séparateur 64 divisions 14x14 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1011	
séparateur 81 divisions 13x13 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1012	
séparateur 100 divisions 12x12 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1013	

Cryoboîtes -86°C carton, à picots en PP

81
tubes 0,5 à 5 ml



- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couvercle à charnière
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés
- picots séparateurs en polypropylène très résistant

- assortiment de 5 couleurs (bleu, jaune, vert, rouge, blanc), ou coloris bleu, suivant modèle

capacité	dimensions	coloris	réf.	Prix HT
81 (9 x 9) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h52 mm	assortis ●●●●○	BL1045	les 5
81 (9 x 9) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h95 mm	bleu ●	BL1046	les 5

Cryoboîtes -86°C carton, séparateur en PP

100
tubes 0,5 à 5 ml



- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couvercle à charnière
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés
- grille de séparation en polypropylène très résistant

- assortiment de 5 couleurs (bleu, jaune, vert, rouge, blanc), ou coloris bleu, suivant modèle

capacité	dimensions	coloris	réf.	Prix HT
100 (10 x 10) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h36 mm	bleu ●	BL1055	les 5
100 (10 x 10) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h52 mm	assortis ●●●●○	BL1056	les 5