

Cryoboîtes -196°C
carton mat

81 100
tubes 0,5 à 2 ml

- en carton durable blanc
- températures -196°C à +121°C
- revêtement résistant aux alcools et solvants organiques doux
- compatibles azote liquide
- pour microtubes 0,5 à 2,0 ml
- couvercle amovible avec surface de marquage
- séparateurs 9 x 9 ou 10 x 10



capacité	dimensions	blanc	Prix HT
O			
81 (9 x 9) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52	BL1100 1	
100 (10 x 10) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52	BL1101	
81 (9 x 9) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h76	BL1105	
100 (10 x 10) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h76	BL1106	

Cryoboîtes -196°C
carton plastifié

81 100
tubes 0,5 à 2 ml

- en carton durable avec revêtement plastifié blanc
- températures -196°C à +121°C
- résistantes aux alcools et aux solvants organiques doux
- compatibles azote liquide
- couvercle amovible
- séparateurs 9 x 9 ou 10 x 10



capacité	dimensions	blanc	Prix HT
O			
81 (9 x 9) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52	BL1120 1	
100 (10 x 10) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52	BL1121	
81 (9 x 9) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h76	BL1125	
100 (10 x 10) tubes de 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h76	BL1126	

Cryoboîtes -196°C
carton mat coloré

81 100
tubes 0,5 à 2 ml

- températures -196°C à +121°C
- en carton rigide durable
- résistantes aux alcools et aux solvants organiques doux
- compatibles azote liquide
- couvercle amovible avec surface de marquage
- lot de 5 couleurs : orange, jaune, bleu, vert et blanc



capacité	dimensions	assortiment	Prix HT
● ● ● ● ● O			
81 x tubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	BL1130	les 5
100 x tubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	BL1131	les 5

Cryoboîtes -196°C
carton mat, tubes 15 ou 50 ml

16 36
tubes 15 à 50 ml

- en carton durable blanc
- températures -196°C à +121°C
- revêtement résistant aux alcools et solvants organiques doux
- compatibles azote liquide
- couvercle amovible avec surface de marquage
- pour tubes à centrifuger 15 ml ou 50 ml
- séparateurs 6 x 6 ou 4 x 4



capacité	dimensions	blanc	Prix HT
O			
36 (6 x 6) tubes de 15 ml	133 x 133 x h76	BL1110	
16 (4 x 4) tubes de 50 ml	133 x 133 x h76	BL1111 1	