


Cryoboîtes -190°C polycarbonate base / grille / couvercle

81 100
tubes 1,2 à 5 ml

- -190°C à +121°C
- autoclavables
- couvercle transparent avec grille numérotée
- empilables
- séparateurs numérotés, coloris au choix (jaune, rouge ou vert)
- livrées avec extracteur de tube



capacité	puits	dim.	Jaune	Rouge	Vert	Prix HT
81 x cryotubes 1,2 et 2 ml	81 puits	133x133xh52 mm	● AX1801	● AX1802	● AX1803	
100 x cryotubes 1,2 et 2 ml	100 puits	133x133xh52 mm	● AX1811	● AX1812	● AX1813	
81 x cryotubes 3, 4 et 5 ml	81 puits	133x133xh52 mm	● AX1821	● AX1822	● AX1823	

Retrouvez les congélateurs -86°C
dans ce catalogue ...




voir page 867

Cryoboîtes -196°C en polycarbonate avec picots

100
tubes 1,2 à 2 ml

Simport

- températures -196°C à +121°C
- autoclavables
- empilables
- couvercle transparent numéroté
- orifices de vidange et d'aération
- surface de marquage
- livrées avec un extracteur de tubes




capacité	dimensions	hauteur	référence	Prix HT
100 x cryotubes 1 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2351 les 4	
100 x cryotubes 1 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2352 les 4	
100 x cryotubes 1 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2353 les 4	
100 x cryotubes 1 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2354 les 4	

Cryoboîtes -196°C Micrewtube® polycarbonate avec picots

100
tubes 0,5 à 2 ml

Simport

- -196°C à +121°C
- autoclavables
- cales sur la base pour l'alignement et la stabilité du couvercle
- couvercle transparent avec quadrillage numéroté de 1 à 100
- possibilité de marquage sur le couvercle
- **ne convient pas** pour cryotubes 1,5 ml à fond conique



capacité	dimensions	hauteur	référence	Prix HT
100 x cryotubes 0,5 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2101 les 4	
100 x cryotubes 0,5 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2102 les 4	
100 x cryotubes 0,5 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2103 les 4	
100 x cryotubes 0,5 à 2 ml	133x133 mm	h52 mm	● DS2104 les 4	