


Cryoboîtes 130 x 130 mm -90°C
polypropylène, séparateurs au choix

25 49 81 100
emplacements

- en polypropylène
- température : -90°C à +121°C
- entièrement autoclavables
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur
- 6 coloris
- séparateurs en carton blanc pour 49, 64, 81 ou 100 divisions




capacité	dim. boîte	haut. boîte	naturel	bleu	vert	rouge	jaune	noir	Prix HT
boîtes sans séparateur									
25 x tubes 2 ml (Ø13 x h48 mm)	130 x 130 mm	50 mm	BP1551	BP1552	BP1553	BP1554	BP1555	BP1556	
81 x tubes 2 ml (Ø13 x h48 mm)	130 x 130 mm	75 mm	BP1561	BP1562	BP1563	BP1564	BP1565	BP1566	
81 x tubes 5 ml (Ø13 x h93 mm)	130 x 130 mm	90 mm	BP1571	BP1572	BP1573	BP1574	BP1575	BP1576	
séparateurs									
séparateur 49 divisions 16 x 16 mm								BP1010	
séparateur 64 divisions 14 x 14 mm								BP1011	
séparateur 81 divisions 13 x 13 mm								BP1012	
séparateur 100 divisions 12 x 12 mm								BP1013	

Cryoboîtes 135 x 135 mm -90°C polypropylène

49 64 81 100 196
emplacements

- ▶ totalement imperméables
- ▶ résistance jusqu'à -90°C



- autoclavable à +121°C
- 5 coloris au choix pour faciliter l'identification : naturel, rouge, jaune, vert ou bleu
- boîte et couvercle avec détrompeur : les boîtes et

couvercles ont un angle biseauté, permet d'effectuer un marquage sur le couvercle tout en conservant toujours le sens de positionnement du couvercle par rapport à la boîte

capacité	dimensions boîte	hauteur boîte	naturel	rouge	jaune	vert	bleu	Prix HT
196 x microtubes 0,5 ml	135 x 135 mm	h37 mm	KP1371	KP2371	KP3371	KP4371	KP5371	
100 x microtubes Ø 12 mm	135 x 135 mm	h37 mm	KP1372			KP4372	KP5372	
81 x microtubes 1,5 / 2,0 ml Ø 13 mm	135 x 135 mm	h50 mm			KP3502			
boîte sans séparateur hauteur 50 mm	135 x 135 mm	h50 mm					KP5509	
81 x tubes Ø 13 mm	135 x 135 mm	h75 mm			KP3702	KP4702	KP5702	
64 x tubes Ø 14 mm	135 x 135 mm	h75 mm	KP1703	KP2703	KP3703	KP4703	KP5703	
boîte sans séparateur hauteur 75 mm	135 x 135 mm	h75 mm				KP4709	KP5709	