

Cryoboîtes -196°C polycarbonate base / grille / couvercle

81
tubes 0,5 à 2 ml




- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent

- couvercle avec grille numérotée
- orifices d'aération sur le couvercle et orifices de vidange au fond de la boîte
- lot de 5 couleurs : rouge, jaune, bleu, vert et orange

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
81 x tubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h53 mm	●●●●●	les 5

Cryoboîtes -196°C polypropylène

49
tubes 0,5 à 2 ml



- autoclavables
- imperméables
- couvercle translucide amovible
- 2 coloris : bleu et naturel
- Ø16 x h50 mm

capacité	dim. boîte	hauteur	coloris	référence	Prix HT
49 tubes	133x133mm	53mm	●	AX3350	
	133x133mm	53mm	●	AX3351	

Racks de rangement horizontal



racks livrés
sans boîte

- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.
- poignée en acier inox

dimensions (lxpxh)	capacité max.	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 50 mm			
139 x 414 x 224 mm	12	BP3534	
139 x 549 x 224 mm	16	BP3544	
139 x 549 x 279 mm	20	BP3545	
pour boîtes hauteur 75 mm			
139 x 414 x 164 mm	6	BP3741	
139 x 549 x 164 mm	8	BP3742	
139 x 549 x 224 mm	12	BP3743	
pour boîtes hauteur 100 mm			
139 x 414 x 214 mm	6	BP3943	
139 x 549 x 214 mm	8	BP3944	