


## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 100 tubes, hauteur 80 mm


- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 100 tubes jusqu'à Ø 8,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 8,5 mm	
naturel	NL15010
bleu	NL15011
vert	NL15012
orange	NL15013
rouge	NL15014
jaune	NL15015
violet	NL15016
noir	NL15017

## Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 81 tubes, hauteur 80 mm

- cryoboîtes en polypropylène
- hauteur fixe de 80 mm
- 81 tubes de Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
boîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL16010
bleu	NL16011
vert	NL16012
orange	NL16013
rouge	NL16014
jaune	NL16015
violet	NL16016
noir	NL16017