


Cryoboîtes 130 x 130 mm, hauteur 95 mm en polypropylène, 81 tubes, sans identification alphanumérique




- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 95 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- pour cryotubes de 5 ml
- température : -100°C à +121°C
- sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 12,5 mm	
naturel	NL12310
bleu	NL12311
vert	NL12312
orange	NL12313
rouge	NL12314
jaune	NL12315
violet	NL12316
noir	NL12317

Cryoboîtes 130 x 130 mm, hauteur 95 mm en polypropylène, 81 tubes, identification alphanumérique

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 95 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- pour cryotubes de 5 ml
- température : -100°C à +121°C
- cryoboîtes avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	naturel	bleu	vert	rose	orange	jaune	violet	noir	Prix HT
avec identification alphanumérique									
sur les 4 côtés	NL12410	NL12411	NL12412	NL12413	NL12414	NL12415	NL12416	NL12417	
sur les 4 côtés et le fond de la boîte	NL12420	NL12421	NL12422	NL12423	NL12424	NL12425	-	-	
sur les 4 côtés, le fond de la boîte et le couvercle	NL12430	NL12431	NL12432	NL12433	NL12434	NL12435	-	-	
sur les 4 côtés et le couvercle	NL12440	NL12441	NL12442	NL12443	NL12444	NL12445	-	-	
sur le couvercle	NL12450	NL12451	NL12452	NL12453	NL12454	NL12455	-	-	