

Cryoboîtes 130 x 130 mm, hauteur 95 mm en polypropylène, 81 tubes, identification numérique



- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 95 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- pour cryotubes de 5 ml
- température : -100°C à +121°C
- cryoboîtes avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte

modèle	avec identification numérique (1-81)	
	sur le couvercle	sur le fond de la boîte et le couvercle
naturel	NL12510	NL12520
bleu	NL12511	NL12521
vert	NL12512	NL12522
rose	NL12513	NL12523
orange	NL12514	NL12524
jaune	NL12515	NL12525

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 100 tubes, hauteur variable 96-106 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 96 à 106 mm
- 100 tubes jusqu'à Ø 8,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- cryoboîtes avec identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 8,5 mm	
naturel	NL12610
bleu	NL12611
vert	NL12612
orange	NL12613
rouge	NL12614
jaune	NL12615
violet	NL12616
noir	NL12617