

CRYOGÉNIE

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 105 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 105 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique ou numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



capacité	identification	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir	Prix HT
		●	●	●	●	●	●	●	●	
cryoboîtes										
100 x tubes Ø 8,5 mm	alphanumérique	NL14110	NL14111	NL14112	NL14113	NL14114	NL14115	NL14116	NL14117	
81 x tubes Ø 12,5 mm	-	NL14210	NL14211	NL14212	NL14213	NL14214	NL14215	NL14216	NL14217	
64 x tubes Ø 11 mm	alphanumérique	NL14310	NL14311	NL14312	NL14313	NL14314	NL14315	NL14316	NL14317	
49 x tubes Ø 16,5 mm	alphanumérique	NL14410	NL14411	NL14412	NL14413	NL14414	NL14415	NL14416	NL14417	
25 x tubes Ø 16,6 mm	numérique	NL14510	NL14511	NL14512	NL14513	NL14514	NL14515	NL14516	NL14517	
9 x tubes Ø 30 mm	numérique	NL14610	NL14611	NL14612	NL14613	NL14614	NL14615	NL14616	NL14617	

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, 25 tubes, hauteur variable 121-131 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 121 à 131 mm
- 25 tubes jusqu'à Ø 16,6 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle	
cryoboîtes pour tubes de Ø 16,6 mm	
naturel	NL14710
bleu	NL14711
vert	NL14712
orange	NL14713
rouge	NL14714
jaune	NL14715
violet	NL14716
noir	NL14717