


Cryoboîtes 76 x 76 mm  
en polycarbonate, 25 tubes, hauteur 52 mm




- cryoboîtes en polycarbonate hauteur 52 mm
- 25 cryotubes de 2 ml
- température : -196°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte

| modèle                        |         |
|-------------------------------|---------|
| cryoboîtes pour tubes de 2 ml |         |
| blanc                         | NL16310 |
| bleu                          | NL16311 |
| vert                          | NL16312 |
| rouge                         | NL16314 |
| jaune                         | NL16315 |

Cryoboîtes 133 x 133 mm  
en polycarbonate, 81 tubes, hauteur 95 mm

- cryoboîtes en polycarbonate hauteur 95 mm
- 81 cryotubes de 5 ml
- température : -196°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



| modèle                        |         |
|-------------------------------|---------|
| cryoboîtes pour tubes de 5 ml |         |
| bleu                          | NL16410 |
| vert                          | NL16411 |
| rouge                         | NL16412 |
| jaune                         | NL16413 |